

PHILIPS

sonicare

Nabíjateľná sonická
zubná kefka

CleanCare

1 režim

1 kefkový nástavec



HX5350/02



Elektrická zubná kefka pre lepšie odstraňovanie povlaku

Dokonalá zubná kefka

Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej zubnej kefy Philips Sonicare HX5350/02 jemne a účinne dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž dasien.

Poskytuje dokonalé čistenie

- Dynamické čistenie vháňa tekutinu medzi zuby
- Ohnuté hrdlo kefkového nástavca zabezpečí lepšiu dostupnosť zadných zubov
- Odstraňuje až 2x viac povlaku v porovnaní s ručnou zubnou kefkou
- Dynamické čistenie vháňa tekutinu medzi zuby

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

- Klinicky dokázaná bezpečnosť a jemnosť
- Pomáha pri bielení zubov

Pomáha vám dodržiavať odporúčania zubných lekárov

- Dvojminútový časovač vám pomáha dodržať odporúčaný čas čistenia

Umožňuje prispôbené možnosti čistenia zubov

- Program jednoduchého začiatku vám pomôže zvyknúť si na kefku Sonicare

Hlavné prvky

Patentovaná zvuková technológia



Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej zubnej kefy Sonicare jemne a efektívne dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž dasien.

Ohnuté hrdlo kefkového nástavca



Jedinečne ohnuté hrdlo nástavca tejto zubnej kefy vám umožní ľahšie sa dostať k zadným zubom a odstrániť plak aj na ťažko dostupných miestach.

Bezpečná a jemná




Vašu elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare môžete bezpečne použiť na: zubné strojčeky (kefkové nástavce sa opotrebojú pri strojčkoch rýchlejšie), opravy chrupu (plomby, korunky, zubné obklady) a periodontálne vččky.

Inteligentný časovač




Dvojminútový časovač, ktorým je táto zubná kefka vybavená, vám pomôže dodržať čas čistenia odporúčaný zubnými odborníkmi

Program jednoduchého začiatku




Jemne zvyšuje výkon počas prvých 14 použití, aby vám pomohol zvyknúť si na elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare

Pomáha pri bielení zubov



Najlepšie bielenie zubov pomocou kefy Sonicare: táto zubná kefka pomáha odstrániť a obmedziť zafarbenie zubov pre žiarivý úsmev.

Odstraňuje až 2x viac povlaku



Patentovaná sonická technológia odstraňuje až 2x viac povlaku v porovnaní s ručnou zubnou kefkou.

Patentovaná sonická technológia



Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej zubnej kefy Sonicare jemne a efektívne dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž dasien.

Technické údaje

Čistiaci výkon

Výkonný: Účinnjšie odstraňovanie zubného povlaku ako ručnou kefkou

Prínosy pre zdravie: Pomáha zlepšiť zdravotný stav dasien

Prínosy pre bielenie zubov: Pomáha odstraňovať povlak od čaju, kávy a iných látok

Kefkové nástavce: 1 štandardný kefkový nástavec série e

Rýchlosť: až 31 000 ťahov kefky za minútu

Časovač: Inteligentný časovač

Jednoduché používanie

Ukazovateľ stavu batérie: Svetlo na vypínači bliká, keď je potrebné nabiť batériu

Systém kefkového nástavca: Jednoduché skrutkovacie kefkové nástavce

Čas čistenia: 28 2-minútových čistení ALEBO 2 týždne

Príbalené príslušenstvo

Nabíjacia jednotka: 1 nabíjačka

Nabíjacia základňa: 1

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Čas nabíjania: 24 hodina(y)

Spotreba energie: 0,9/1,1 W

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Príkon

Napätie: 110 – 120 V, 50 – 60 Hz, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

