

PHILIPS

Oppladbar
tannbørste

1600-Series



HX1622



Naturlig hvitere tenner

Smilet sier alt. Finnes det noen bedre måte å få naturlig hvitere tenner på enn å bruke Philips' oppladbare tannbørste HX1622? I tillegg gir børstehodet med dobbel pussefunksjon en klinisk bedre rengjøring sammenlignet med en manuell tannbørste.

Dobbel pussefunksjon

- Naturlig hvitere tenner
- Rengjør synlige tannflater
- Tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.

Skånsom mot tannkjøttet, tøff på plakk

- Gum Protection-system
- Juster for å opprettholde optimalt pussetrykk

Høydepunkter

Dobbel pussefunksjon



Rengjør synlige tannflater mens den aktive tuppen tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.

Gum Protection-system



Det patenterte Gum Protection-systemet justeres for å opprettholde optimalt pussetrykk.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 25 minutt(er)

Ladetid: 16 time(r)

Oppladbart batteri: NiCd

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Effektforbruk: 2,9 W

Dobbelt børstehode: Børstehodet gir kombinert 15 000 strøk/min.

Ledningslengde: 1,16 m

Tilbehør som følger med

Børstehode: 1

Ladebase med oppbevaringsstapper for børstehoder

Mål og vekt

Mål på F-eske (L x B x H): 117 x 82 x 225 mm

Vekt på F-boks: 339

Vekt på A-boks: 2354 g

Mål på A-boks: 261 x 247 x 247 mm

Antall deler i A-boks: 6

