

PHILIPS

sonicare

ソニックケア エアーフロ
ス

AirFloss

ノズル1本付属



HX8516/02



30秒でお口全体の歯間ケア

マイクロバーストテクノロジーで歯間の歯垢を一掃

デンタルフロスが面倒な人でも、エアーフロスなら歯間洗浄を簡単に始めることができます。空気とマイクロの水滴を噴射し、届きにくい部分の歯垢も除去します。

たった 30 秒でお口全体を洗浄

- ・ たった 30 秒でお口全体を洗浄

健康的な習慣を簡単にスタート

- ・ 簡単に歯間の歯垢を除去

お口の健康を推進


- ・ 歯間の虫歯予防対策にも

使い方も簡単

- ・ 人間工学に基づいた持ちやすいハンドル
- ・ ノズルを正確に配置できるガイドチップ

特長

簡単に歯間の歯垢を除去



歯間洗浄は、お口全体的な健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。歯並びの悪いところや、奥歯と奥歯の間など、届きにくい箇所にもおすすめです。

たった 30 秒でお口全体を洗浄




エアーフロスは、たった30秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに1回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。水は1秒ごとに噴射されます。

ノズルを正確に配置できるガイドチップ



スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉縁付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

歯間の虫歯予防対策にも



ソニックケア エアーフロスは、ブラシが届かない部分の歯垢をやさしく除去するので、歯間の虫歯対策にも効果的です。

人間工学に基づいた持ちやすいハンドル

狭い場所でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。

仕様

内容

エアーフロスハンドル: 1本
エアーフロスノズル (グリーン): 1本
充電器: 1個

デザイン

色: グリーン

洗浄性能

自動連続噴射機能: 30秒でお口全体を洗浄
交換頻度: 6か月に一度ノズルを交換

使いやすさ

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン
充電表示ランプ: 充電残量が低下すると点灯

仕様

電源方式: 充電式
使用時間: 約2週間*
電池の種類: リチウムイオン充電電池
充電時間: 約24時間

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

サービス

本体 2年間保証: ○

