

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

2 têtes de brosse

Verre de charge

HX9332/34



Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*
- Faites votre choix parmi 5 modes, dont Polish et Sensitive
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

Assure un nettoyage optimal

- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur
- Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare



asimpleswitch.com

Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches



Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

5 modes pour un nettoyage personnalisé



Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage des gencives en douceur, Polish pour un sourire plus blanc, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.

Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est

écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Pour les zones difficiles d'accès



La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO2. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Polissage: Pour des dents éclatantes

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

Blanche: Élimine les taches à la surface des dents

Accessoires inclus

Poignée: 1 DiamondClean

Têtes de brosse: 1 DiamondClean standard, 1 DiamondClean compacte

Verre de charge: 1

Design et finition

Couleur: Blanc céramique

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*

Minuteur: SmarTimer et Quadpacer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

