

# PHILIPS

## sonicare

Štandardné nástavce pre  
sonické zubné kefky

ProResults


4-balenie

Štandardná veľkosť

Nasadzovací systém

Všestranné čistenie

HX6014/39



## Špičkový výkon.\* Zaručená kvalita. Špičkový výkon za špičkovú cenu

Náš špičkový kefkový nástavec Philips Sonicare ProResults predstavuje ideálne riešenie pre všetkých spokojných používateľov nového alebo starších modelov zubnej kefky Sonicare, ktorí si chcú naďalej užívať dobre známy pocit dokonale vyčistených zubov za neuveriteľne nízku cenu.

### **Pocit dôkladne vyčistených zubov vo vašich ústach**

- Odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako ručná zubná kefka

### **Navrhnuté pre optimálnejší výkon**

- Optimalizovaný výkon zubnej kefky Philips Sonicare
- Štetiny s pripomenutím zaručia najúčinnnejšie čistenie
- Navrhnuté na pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami

### **Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny**

- Súčasť lepšej starostlivosti o ústnu dutinu

### **Kefkový nástavec vhodný na viacero rúčok**

- Určené pre každú zubnú kefku Philips Sonicare so systémom click-on


## Hlavné prvky

### Optimalizovaný výkon



Tento kefkový nástavec Philips Sonicare je vybavený štetinami s tvarovaným profilom, ktoré sa prirodzene prispôbia tvaru vašich zubov a vyčistia aj ťažko dostupné oblasti.

### Odstraňuje až 2x viac povlaku



Tento kefkový nástavec odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako ručná zubná kefka

### Pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami



Kefkové nástavce Sonicare sú kľúčovým prvkom našej základnej technológie vysokofrekvenčných pohybov kefky s veľkým kmitaním, vďaka ktorému kefka vykoná viac než 31 000 čistiacich pohybov za minútu. Naša bezkonkurenčná sonická technológia plne prevádza výkon z rukoväte až na koniec kefkového nástavca. Sonické vibrácie vytvárajú dynamický pohyb kvapalín, pomocou ktorého sa dostanú hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž dasien, vďaka čomu pri každom použití dosiahnete dôkladné, no jemné vyčistenie.

### Ľahko nasaditeľné kefkové nástavce




Tento kefkový nástavec môžete jednoducho nasadiť a zložiť z rukoväte kefky. Výsledkom je bezpečné nasadenie a ľahká údržba a čistenie. Nástavec je kompatibilný so všetkými rukovätami zubných kefiek Philips Sonicare okrem modelov PowerUp Battery a Essence.

### Lepší zdravotný stav ústnej dutiny



Tak ako všetky originálne kefkové nástavce Philips Sonicare je aj tento kefkový nástavec bezpečný pre vaše zuby a dasná. Kvalita každého kefkového nástavca bola testovaná, aby sa zaručil jeho výkon aj odolnosť.

### Štetiny s pripomenutím



Na prvý pohľad to možno nie je viditeľné, ale štetiny na kefke strácajú svoju pevnosť a po mesiacoch bežného používania sa postupne opotrebujú. Naše modré štetiny s pripomenutím vyblednú a zmenia sa na biele, čím indikujú, že je najvyšší čas na výmenu. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vymieňajte svoj kefkový nástavec každé tri mesiace.

## Technické údaje

### Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 4 štandardné kefkové nástavce ProResults

### Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací systém

Vhodné pre tieto modely: HealthyWhite+, Rad

2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre zdravšie dasná, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids (detské), HealthyWhite

### Dizajn a povrchová úprava

Pevnosť štetín: Štandardný

Farba: White

Štetiny s pripomenutím: Modré štetiny, ktoré vyblednú

Veľkosť: Štandardné

### Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Odstraňuje až 2krát viac povlaku\*

### Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

