

PHILIPS

sonicare

Compacte sonische
opzetborstels

For Kids

2 stuks

Compact formaat

Opklikbaar

Kindvriendelijke reiniging

HX6032



Superieure reiniging in seconden.*

Reinigt en beschermt de groeiende tanden van kinderen (4 jaar en ouder)

De Sonicare For Kids-opzetborstel is perfect voor kleine mondjes en groeiende tandjes. Hij is exclusief bestemd voor de For Kids elektrische tandenborstel en samen zorgen ze voor een veilige en aangenaamere poetservaring die kinderen leuk vinden en waar ze makkelijk een gewoonte van maken.

Ontworpen voor optimale prestaties

- Vanaf 4 jaar
- Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging
- Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt
- Ontworpen voor maximale sonische beweging

Bewezen verbetering van de mondhygiëne


- Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

Een opzetborstel voor meerdere handgrepen

- Geschikt voor alle Philips Sonicare-opzetborstels

Kenmerken

Vanaf 4 jaar



De standaard Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is voorzien van een speciaal gevormd profiel dat past bij het gebit van kinderen vanaf 4 jaar. De zachte borstelharen zorgen voor een voorzichtige schoonmaakbeurt. Bevat ook een rubberen beschermlaag op de achterzijde van de opzetborstel voor veiliger en aangener schoonmaken. Ook verkrijgbaar in een groter standaardformaat voor kinderen vanaf 7 jaar.

Superieure reiniging in seconden



Met het sonische vermogen kunt u volledig profiteren van de korte tijd die uw kinderen besteden aan tandenpoetsen. Zo leren zij goede gewoonten aan en verbeteren zij hun poetstechniek.

Maximale sonische beweging



Philips Sonicare-opzetborstels zijn een belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie met 31.000 poetsbewegingen met een hoge frequentie en amplitude per minuut. Onze ongeëvenaarde sonische technologie zorgt voor optimale kracht van het handvat tot aan het uiteinde van de opzetborstel. Deze sonische beweging zorgt voor dynamische vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor superieure maar zachte reiniging, elke keer weer.

Systeem met opklikbare opzetborstel




De Philips Sonicare For Kids-opzetborstels zijn gemakkelijk op uw handvat te klikken en er weer af te halen, gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken.

Betere mondhygiëne



Net als alle authentieke Philips Sonicare-opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.

Verkleurende borstelharen



In eerste instantie is het misschien niet merkbaar, maar opzetborstels worden geleidelijk aan zachter en slijten na enkele maanden normaal gebruik. Onze blauwe verkleurende borstelharen worden langzaam wit en helpen u te zien wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel. Vervang de opzetborstel om de drie maanden voor optimale resultaten.

Specificaties

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 Sonicare for Kids-compactborstel

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen:

HealthyWhite+, voor kinderen

Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Regular (normaal)

Kleur: Blauw/rood

Verkleurende borstelharen: Blauwe kleur borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Compact

Gezondheidsvoordelen

Verwijdering van tandplak: Helpt tandplak te verwijderen

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

