

PHILIPS

sonicare

音波式電動歯ブラシ

FlexCare Platinum

3つのモード、3段階の強さ設定

過圧防止センサー



HX9144/17



機能は異なっても得られる結果は同じ

フィリップス初のアダプティブクリーニングテクノロジー採用歯ブラシ

このテクノロジーの中核にあるのは、アダプティブクリーンブラシヘッドと過圧防止センサーです。どちらの機能も患者が賢くブラッシングできるように支援します。

理想的な歯磨きをサポート

- ・ 過圧防止センサー

優れた洗浄能力

- ・ アダプティブクリーンブラシヘッド
- ・ 調整可能なブラッシング方法
- ・ 音波水流

お口の健康を推進

- ・ カドペーサー
- ・ スマートタイマー

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- ・ 新しいディープクリーンモード：トラブルのある箇所を楽々洗浄



asimpleswitch.com

特長

音波水流



ソニックアークは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

ディープクリーンモード



まったく新しいディープクリーンモードは、届きにくい場所を格段にきれいにします。このモードのブラシヘッドのユニークな動きと、3分間と長めのブラッシング時間は、トラブルのある箇所特に注意して磨きたいときに最適です。


アダプティブクリーンブラシヘッド



ゴム製の柔軟な側部のおかげで、毛先が患者1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形し、歯に触れる表面積が最大約4倍になりました*。ブラシ


ヘッドは柔軟なため、毛先はやさしく歯肉縁をなぞり、過剰なブラッシング圧力を吸収します。円を描く動作が改善され、口内に独特の感触をもたらすと同時に、歯肉縁や届きにくい部分をしっかりと洗浄します*。手磨きだけの場合よりも届きにくい部分の歯垢を10倍除去することが証明されています。

過圧防止センサー




圧力をかけすぎた場合、ハンドルがやさしく振動してブラッシングが強過ぎることを知らせるので、正しい磨き方が身に付きます。米国の患者を対象にした実験では、ブラッシングが強すぎる人10人中7人が、過圧防止センサーの使用時にブラッシング圧力を弱めることができました。

1人1人に合ったブラッシング方法



3段階の強さ設定と3つのクリーニングモードがあるので、1人1人に合った最適なブラッシングの快適性と性能を得ることができ、習慣順守が容易になります。3分間のディープクリーンモードでは届きにくい部分もしっかり洗浄できるため、トラブルのある箇所特に注意して磨きたいときに最適です。

カドペーサー



30秒間隔のタイマーで、口腔内の上下・表裏4箇所をしっかりとブラッシングできるようお知らせします。

スマートタイマー



2分のタイマーで歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。



asimpleswitch.com

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

3段階の強さ設定: 強, 弱, 中

内容

ハンドル: フレックスケアプラチナ 1本

ブラシヘッド: アダプティブクリーン 1本, ダイヤ

モンドクリーン (コンパクト) 1本, インターケア

ミニ 1本, センシティブ コンパクト 1本

充電器: 1個

トラベルケース: 1個

デザインと仕上げ

色: 白

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 最大 10 倍の歯垢を除去*

健康上の利点: 約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*
手磨きと同様。

ステイン除去効果: ステイン (着色汚れ) を落と
して自然な白さに

タイマー: スマートタイマーとカドペーサー

過圧防止センサー: ハンドルが振動してお知らせ

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブ
ラシヘッド

使用時間: 約 3 週間***

充電表示ランプ: イルミネーションで充電電池残
量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

仕様

充電電池: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体保証: ○

