

PHILIPS

sonicare

Cabezal de
recambio Sonicare

AirFloss

2 unidades

HX8002/05



Una manera más sencilla que el uso del hilo dental Mejora de forma suave y efectiva la salud bucal

Te encanta el hilo dental. Cámbiate a Sonicare AirFloss de Philips.

Fácil de manejar para centrarse en las zonas de difícil acceso

- Punta-guía para una colocación fácil
- Cepillo en ángulo y estrecho para llegar fácilmente a las zonas difíciles

El cabezal extraíble hace que AirFloss sea fácil de compartir

- Las gotas impresas en el cabezal hacen que sea fácil de compartir

Mejoría probada de la salud bucal

- Elimina hasta un 99% más de placa entre los dientes*

Destacados

Punta-guía



Simplemente desliza el extremo-guía por la línea de las encías hasta que lo sientas bien colocado entre los dientes. Proporciona un alcance fácil incluso en las zonas difíciles de las muelas.

Gotas impresas en el cabezal

En cada paquete de 2 cabezales, uno lleva impreso una gota oscura y el otro una clara. Esto que facilita la identificación los cabezales si dos personas comparten el dispositivo.

Cepillo en ángulo y estrecho



Cepillo en ángulo y estrecho para llegar fácilmente a las zonas difíciles

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento: Sustituye el cabezal cada 6 meses

