

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents électrique -
modèle d'essai

FlexCare Platinum

3 modes, 3 réglages d'intensité

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression



HX9142/31



Les techniques varient, mais pas les résultats

Notre première brosse avec technologie Adaptive Cleaning

Deux éléments sont au cœur de cette technologie : la brosse AdaptiveClean et un capteur intuitif de pression. Ils permettent à vos patients de se brosser les dents plus judicieusement.

Permet un brossage personnalisé

- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Tête de brosse InterCare

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Capteur de pression

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Quadpacer
- Smartimer
- Assainisseur UV

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse AdaptiveClean
- Brossages sur mesure
- Technologie brevetée Philips Sonicare

Points forts

Technologie Sonique



Pousse les fluides entre les dents et le long des gencives, pour un nettoyage impeccable tout en douceur.

Mode Deep Clean



Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.

Tête de brosse AdaptiveClean



Grâce aux côtés doux et souples en caoutchouc, les brins épousent la forme particulière des dents et des gencives du patient, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact.* La tête de brosse souple permet aux brins de nettoyer en douceur le sillon gingival en absorbant toute pression excessive. Le mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche, tout en offrant un nettoyage exceptionnel le long des gencives ainsi que dans les zones difficiles d'accès.* Élimination

prouvée de 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.*

Tête de brosse InterCare




Les brins extra-longues à haute densité pénètrent plus loin dans les espaces interdentaires pour éliminer plus de plaque dentaire interproximale.* Idéal pour les patients souffrant de saignements au niveau des gencives ou à plus grand risque d'inflammation des gencives.

Capteur de pression



Si le patient exerce une pression trop importante, le manche vibre doucement pour le prévenir et l'encourager à améliorer sa technique. Une étude aux États-Unis a démontré que 7 brosses « agressives » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.

Brossages sur mesure



Trois réglages d'intensité et trois modes de nettoyage offrent des performances et un confort optimaux, pour un brossage plus personnalisé, favorisant l'observance. Le mode


Deep Clean de trois minutes permet d'obtenir une propreté exceptionnelle dans les zones difficiles d'accès. C'est le mode idéal pour les patients devant porter une attention particulière à certaines zones difficiles.

Assainisseur UV



Élimine jusqu'à 99 % des bactéries et virus.* Disponible en tant qu'accessoire dans une des références.

Quadpacer



Le minuteur d'intervalles de 30 secondes favorise un brossage minutieux de chaque quadrant de votre bouche.

Smartimer



Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée par les dentistes.

Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanche: Élimine les taches à la surface des dents

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

3 réglages d'intensité: Fort, Faible, Moyen

Accessoires inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Chargeur: 1

Housse de voyage: 1

Design et finition

Couleur: Gris platinum

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement les taches

Minuteur: SmarTimer et Quadpacer

Capteur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines***

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Type de batterie: Lithium ION

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

