

PHILIPS

sonicare

Akumulatorska
zvočna zobna ščetka

DiamondClean

5 načinov

2 glavi ščetke

Polnilni kozarec

Potovalni polnilnik USB



HX9382/04



Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

Najboljša električna zobna ščetka za beljenje zob Sonicare

Naša najelegantnejša električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim beljenjem. Začnite uporabljati Sonicare.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
- V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni
- Zobe pobeli več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka
- Način Sensitive: nežno čiščenje zob in dlesni
- Zobna ščetka Philips Sonicare pomaga pri beljenju zob

Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Glava ščetke DiamondClean za najučinkovitejše beljenje z zobno ščetko Sonicare
- Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Zasnova po vaši meri

- Dvojni napajalni sistem: polnilni kozarec in potovalna torbica.

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje
- Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja


Značilnosti

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog




Na težje dosegljivih mestih odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Izboljšuje zdravje dlesni



Električna zobna ščetka Philips Sonicare zagotavlja optimalno čiščenje med zobmi in ob dlesni v samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni. Zagotavlja popolno čistočo med zobmi in odstranjuje veliko več zobnih oblog kot običajna zobna ščetka.

2-krat bolje pobeli zobe



Zobna ščetka Philips Sonicare enem tednu pobeli zobe več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka. Odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Glava ščetke DiamondClean



Glave ščetke DiamondClean, ki so najboljše za zobne ščetke Philips Sonicare za beljenje, imajo srednje trde ščetine v obliki diamanta za učinkovito in nežno odstranjevanje oblog. Zagotavljajo izjemno čiščenje in bolj bele zobe kot običajna zobna ščetka.

Patentirana zvočna tehnologija



Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesni.

Specifikacije

Načini

Čisto: Za izjemno vsakdanjo čistočo
Nega dlesni: Nežno masira dlesni
Poljščina: Zagotovite si svetle in čiste zobe
Sensitive: Nežno čiščenje zob in dlesni
Bela: Odstranjuje površinske madeže

Priloženi predmeti

Ročaji: 1 DiamondClean
Glave ščetke: 1 standardna DiamondClean, 1 kompaktna DiamondClean
Polnilni kozarec: 1
Potovalna torbica: Potovalni polnilnik USB

Zasnova in izdelava

Barva: Keramično bela

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 31.000 gibov na minuto
Zmogljivost: Odstrani do 100 % več zobnih oblog
Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni
Prispeva k bolj belim zobem: 2-krat bolje pobeli zobe
Časovnik: Pametni časovnik in Quadpacer

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Nasadne glave ščetke
Čas ščetkanja: Do 3 tedne**
Indikator baterije: Osvetljena ikona označuje življenjsko dobo baterije
Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
Zaslona: Osvetljen zaslon

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje
Vrsta baterije: Litij-ionska
Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3 tedne

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

