

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

DiamondClean

5 harjaustilaa

2 harjaspäätä

Lasinen laturi

USB-matkalaturi



HX9332/04

Valkoisemmat hampaat. Valkoinen palkittu design.

Reddot Design Award 2012 ja iF Design Award 2012

Sähköhammasharja Philips Sonicare DiamondClean auttaa saamaan valkoisemmat hampaat vain yhdessä viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan. Mukana ainutlaatuinen lasinen laturi sekä hieno kuljetuslaukku ja USB-laturi. Kokeile 60 päivän ajan! Philips Sonicare DiamondClean -sähköhammasharja on saanut Design Award (2012)- ja iF Design Award (2012) palkinnot.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
- Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa
- Valkaisee hampaita jopa 2 kertaa paremmin kuin tavallinen hammasharja.
- Sensitive-tila: hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus
- Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita

Tehokas puhdistus

- DiamondClean-harjaspäät, Sonicaren tehokkainta valkaisua
- Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Suunniteltu sinua varten


- Kaksi lataustapaa: lasinen laturi ja kuljetuslaukku.

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

- Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen
- Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Kohokohdat

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia




Poistaa hankalista kohdista jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Parantaa ienterveyttä



Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa. Puhdistaa hammasvälit tehokkaasti ja poistaa huomattavasti enemmän plakkia tavalliseen hammasharjaan verrattuna.

Valkaisee hampaita 2 kertaa paremmin



Tämä Philips Sonicare -hammasharja valkaisee hampaita yli kaksi kertaa tavallista hammasharjaa tehokkaammin vain yhdessä

viikossa. Poistaa jopa 100 prosenttia enemmän tummentumia ja tekee hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa.

DiamondClean-harjaspää



DiamondClean on Philips Sonicaren tehokkain valkaiseva harjaspää. Sen vinoneliön muotoiset harjakset poistavat tummentumia ja plakkia tehokkaasti mutta hellästi. Se poistaa kahvin, teen, punaviinin ja tupakan aiheuttamat tahrat jo 1 viikossa.

Patentoitu sonic-teknikka



Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminta puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Tekniset tiedot

Harjaustilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

puola: Kirkastaa ja kiillottaa hampaita

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus

valkoinen: Poistaa tummentumia

Pakkauksen sisältö

Kahvat: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 1 DiamondClean Compact, 1

DiamondClean Standard -harjaspää

Lasinen laturi: 1

Kuljetuslaukku: USB-matkalaturi

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Keraaminen valkoinen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 100 % enemmän plakkia

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita 2 kertaa paremmin

Ajastin: Smartimer ja Quadpacer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Latauksen ilmainen: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

akku: Ladattava

Paristotyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

