

# PHILIPS

## sonicare

### 舌磨きブラシ

TongueCare+

2本組

HX8072/23



## ソニックケアシリーズ唯一の舌磨きブラシ ソニックケアシリーズ唯一の舌磨きブラシ

新製品フィリップスソニックケア舌磨きブラシは、ソニックケア歯ブラシを非常に先進のプレス管理ソリューションへと進化させます。

#### 革新的な技術


- ・ 舌専用のデザイン
- ・ 強力な組み合わせ

#### 毎日のお口のケアに簡単に取り入れられます

- ・ 簡単で健康的な習慣


# 特長

## デザイン



健康な患者では、口臭の最大 80% が舌で発生しています。しかし、ほとんどの患者は舌を洗浄せず、したとしても、舌の洗浄には適さない手磨きに頼りがちです。

## デュアルアクションテクノロジー



フィリップスソニックケア舌磨きブラシは、ソニックテクノロジーとマウスウォッシュの抗菌効果を活かして、口臭の主原因に対処します。240 本

のミクロなエラストマー製の毛先を備えた革新的な舌磨きブラシのおかげで、舌乳頭の周りをしっかり洗浄できます。毎分 31,000 回の振動が舌を覆っているものを分解し、食べかすや細菌を一掃します。最大の効果を得るため、マウスウォッシュの併用をお勧めします。

## 簡単な習慣を順守



舌磨きブラシは、ほとんどのソニックケア電動歯ブラシのハンドルに取り付けられます。そのため、お口のケアの習慣にほんの一手間加えるだけで済みます。

# 仕様

## 内容

舌磨きブラシ: 2

## 材質

エラストマー: ラテックスフリー

