

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

HealthyWhite

2 moduri

2 capete de periere

2 mâner



HX6762/35



Dinți mai albi, mai sănătoși

Periuța de dinți desăvârșită pentru dinți mai albi

Toți apreciază un zâmbet strălucitor și alb. Lasă albul natural al dinților tăi să strălucească. S-a demonstrat că periuța de dinți electrică HealthyWhite îndepărtează petele de zi cu zi în numai două săptămâni, utilizând în mod regulat modul curățare și albire.



Îți oferă curățare superioară

- Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală
- Cap de periere DiamondClean pentru cea mai bună albire de la Sonicare
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinții din spate

S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Dinți mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice
- Siguranță și delicatețe dovedite clinic

Oferă o experiență de periere personalizată

- Mod Clean: mod standard 2 minute
- Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele
- Program cu pomire ușoară pentru acomodarea la experiența Sonicare

Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat
- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă



asimpleswitch.com

Repere

Dinți mai albi în mod natural



S-a dovedit că acțiunea de curățare dinamică a acestei periuțe de dinți și contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menține albul natural al dinților.

Mod Clean and White




2 minute în modul Clean cu 30 de secunde suplimentare în modul White pentru a te concentra asupra dinților vizibili din față. Îndepărtează petele de zi cu zi, precum cafeaua, ceaiul, tutunul și vinul roșu. Albește dinții cu 2 nuanțe în numai 2 săptămâni.*

Mod Clean

Pentru curățare zilnică excepțională. Contribuie la menținerea tratamentelor de albire.

Cap de periere DiamondClean



Capetele de periere DiamondClean, cele mai bune capete de periere pentru albire de la Philips Sonicare, au peri în formă de romb


pentru a înlătura eficient, dar totuși delicat, petele de la suprafață și placa bacteriană. Îndepărtează petele acumulate de cafea, ceai, vin roșu, țigări și tutun în doar o săptămână.

Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană




Elimină cu până la 7 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile decât o periuță de dinți manuală.

Program cu pornire ușoară



Crește ușor puterea pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te acomoda cu experiența periuței electrice Philips Sonicare

Quadpacer




Cronometrul pentru interval de 30 de secunde indică momentul în care termini fiecare pătrime a gurii și te avertizează să treci mai departe, oferind astfel o curățare mai consistentă la nivelul întregii guri

Gât înclinat al capului de periere



Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuțe de dinți facilitează accesul la dinții din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.

Sigură și delicată



Periuța ta electrică de dinți Philips Sonicare poate fi utilizată în siguranță pe: aparate dentare (capetele de periere se uzează mai rapid când sunt utilizate pe aparate dentare), lucrări dentare (plombe, coroane, fațade dentare) și punji parodontale.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Producele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Clean & White: Mod Clean 2 min. + Mod White 30 sec.

Articole incluse

Mânere: 2 HealthyWhite

Capete de periere: 2 capete DiamondClean standard

Încărcător: 1

Design și finisaj

Culoare: Verde glacial, Roz

Performanță de curățare

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană*, Îndepărtează până la 100 % mai multe pete*

Beneficii pentru sănătate: Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor

Beneficii de albire: Albește dinții cu până la 2 nuanțe, Dinți mai albi într-o săptămână

Cronometru: SmarTimer și Quadpacer

Ușor de utilizat

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Mâner: Design plat, ergonomic

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Tip baterie: Litiu ION

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanție: Garanție 2 ani

