

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
četkica za zube

FlexCare Platinum

3 načina rada, 3 intenziteta

2 glave četkice

Sa senzorom za pritisak



HX9112/02



## Izuzetno čišćenje područja između zuba Uklanja do 7 puta više naslaga između zuba\*

Budući da ima devet jedinstvenih opcija četkanja, intuitivni senzor pritiska i naprednu tehnologiju glave četkice, Sonicare FlexCare Platinum tvrtke Philips prelazi granice tradicionalnog čišćenja te pruža izvanredno uklanjanje naslaga i poboljšava zdravlje desni.

### Osigurava vrhunsko čišćenje

- Uklonite do 7 puta više naslaga uz glavu četkice InterCare\*
- Naša jedinstvena tehnologija pruža snažno, a ipak nježno čišćenje

### Optimizirajte pranje zuba

- Birajte između 3 načina rada i 3 postavke intenziteta

### Prilagodene vama

- Dugo trajanje baterije i putni etui
- Mjerači vremena potiču temeljito pranje zuba 2 minute
- Upozorava vas kada prejako pritišćete

### Dokazano poboljšava oralno zdravlje

- Poboljšava zdravlje desni u samo 2 tjedna
- Sigurno i nježno – za sve potrebe oralnog zdravlja


## Istaknute znač.

### Uklonite do 7 puta više naslaga




Postavite glavu četkice InterCare i poboljšat ćete zdravlje desni u roku od svega 2 tjedna. Izuzetno dugačka vlakna uklanjaju više naslaga s teško dostupnih mjesta između zubi, za zdrave desni.

### Vodite brigu o desnama



Zahvaljujući optimalnom čišćenju koje pruža FlexCare desni će postati zdravije u roku od 2 tjedna. Uklanjanjem do 7 puta više naslaga uzduž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube, postići ćete najzdraviji osmijeh.

### 3 načina rada i 3 postavke intenziteta



FlexCare Platinum pruža uistinu dubinsko čišćenje. 3 postavke intenziteta omogućavaju bolje čišćenje, a 3 načina rada ispunjavaju specifične potrebe: Clean (čišćenje) – za izvanredno svakodnevno čišćenje, White (izbjeljivanje) – za uklanjanje površinskih mrlja i Clean (čišćenje) za vrhunsko svakodnevno čišćenje.

### Prejak pritisak?



Možda nećete primijetiti ako kod četkanja primjenjujete prevelik pritisak, ali vaša četkica za zube FlexCare Platinum hoće. U slučaju prejakog pritiska, drška će početi lagano pulsirati. Time vas podsjeća da smanjite pritisak i prepustite glavi četkice od odradi ostalo. 7 od 10 ljudi smatra kako im je ta značajka povećala kvalitetu četkanja zubi.

### Tehnologija Philips Sonicare



Snažne sonične vibracije pretvaraju pastu za zube u mjehuriće koji uklanjaju naslage te ih usmjeravaju duboko između zuba i uzduž linije desni. U isto vrijeme na zube se primjenjuje 31 000 nježnih, a učinkovitih pokreta četkice. U samo 2 minute postići ćete ono što se običnom četkicom postigne u mjesec dana.

### QuadPacer i Smartimer



Za temeljito četkanje zuba potrebne su samo 2 minute. QuadPacer vas obavještava kada provedete optimalno vrijeme na svakom

području usta, dok Smartimer signalizira da je ukupno vrijeme isteklo. Zajedno vam pomažu da svaki put zube perete preporučeno vrijeme.

### Pouzdanu perite zube



Bez obzira na vaše specifične potrebe, možete biti sigurni da će vam FlexCare Platinum pružiti siguran doživljaj pranja zuba. Naša sonična tehnologija može se koristiti na ortodontskim aparatićima, plombama, krunicama, navlakama, a može se koristiti i za svakodnevno tretiranje bolesti desni.

### Dizajn za vaš stil života



Naš vrhunski putni etui omogućuje vam higijensko spremanje četkice za zube, dok kompaktni putni punjač osigurava napunjenu bateriju dok ste u pokretu. Uz jedno potpuno punjenje možete uživati u dva tjedna redovite uporabe, što znači da na putovanju ne morate žrtvovati osjećaj svježine.

# Specifikacije

## Načini rada

**Clean (čišćenje):** Za odlično svakodnevno čišćenje

**Njega desni:** Nježno masira desni

**Izbjeljivanje:** Uklanja mrlje s površine zuba

**3 intenziteta:** Niska, Srednja, Visoka

## Predmeti u kompletu

**Drške:** 1 FlexCare Platinum

**Glave četkice:** 1 standardna InterCare, 1 kompaktna InterCare

**Punjač:** 1

**Putna torbica:** 1

## Dizajn i završna obrada

**Boja:** Platinasto siva

## Radne značajke čišćenja

**Brzina:** Do 31 000 poteza četkice u minuti

**Odlične radne značajke:** Uklanja do 7 puta više naslaga\*

**Prednosti za zdravlje:** Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

**Prednosti izbjeljivanja:** Pomaže prirodno ukloniti mrlje

**Mjerač vremena:** Smartimer i Quadpacer

**Senzor za pritisak:** Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

## Jednostavnost uporabe

**Sustav glave četkice:** Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

**Vrijeme četkanja:** Do 3 tjedna\*\*

**Indikator baterije:** Indikator baterije prikazuje

status baterije

**Drška:** Tanak ergonomski dizajn

**Zaslون:** Osvijetljeni zaslon

## Tehnički podaci

**Baterija:** Može se puniti

**Vrsta baterije:** Linij-ionska

**Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja):** Do 3 tjedna\*\*

## Snaga

**Napon:** 110 – 220 V

## Servis

**Jamstvo:** 2-godišnje ograničeno jamstvo

