

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel - Trial

DiamondClean

5 poetsstanden

2 opzetborstels

met Deep Clean-stand



HX9342/09



Een perfect schoon, superieure resultaten Betere tandplakverwijdering en krachtig bleken

Alleen Philips Sonicare DiamondClean biedt de prestaties en functies die uw patiënten nodig hebben en de functies die zij willen. DiamondClean verwijdert tot 10x meer tandplak dan een gewone tandenborstel en verwijdert vlekjes op het tandoppervlak voor een wittere glimlach in één week.

Superieure reiniging

- DiamondClean-opzetborstel van Sonicare voor wittere tanden
- AdaptiveClean-opzetborstel
- Nieuwe Deep Clean: pak moeiteloos probleemplekken aan
- Gepatenteerde Sonicare-tandenborsteltechnologie

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- 5 modi: Clean, White, Sensitive, Gum Care, Deep Clean

Ontworpen voor u

- Verlicht display
- Batterij gaat drie weken mee
- Oplaadsysteem

Kenmerken

DiamondClean-opzetborstel



DiamondClean-opzetborstels, de beste opzetborstels voor wittere tanden van Philips Sonicare, hebben ruitvormige borstelharen die effectief maar mild oppervlaktevlekken en tandplak verwijderen. Verwijdert in slechts 1 week vlekken die ontstaan door koffie, thee, rode wijn, sigaretten en tabak.

AdaptiveClean-opzetborstel



Dankzij de zachte, flexibele rubberen zijanten volgt deze opzetborstel alle contouren van de tanden en het tandvlees van patiënten. De borstel bereikt tot 4 keer zoveel oppervlak*. Door de flexibiliteit van de opzetborstel poetst deze voorzichtig langs het tandvlees en absorbeert deze overmatige druk. Een verbeterde heen-en-weergaande beweging zorgt voor een uniek gevoel en superieure reiniging langs het tandvlees en op moeilijk te bereiken plaatsen*. Deze tandenborstel verwijdert tot wel 10x zoveel tandplak als een gewone tandenborstel op moeilijk te bereiken plaatsen*.

Vijf poetsstanden



Inclusief de vlekverwijderende White-modus, klinisch bewezen dat deze zorgt voor wittere tanden in slechts een week.

Deep Clean-modus



Onze nieuwe Deep Clean-modus zorgt voor uitzonderlijke reiniging op moeilijk bereikbare plekken. Pak probleemplekken aan met de unieke bewegingen van de opzetborstel in deze modus plus een uitgebreide poetstijd van 3 minuten.

Oplaadsysteem



Draagbaar oplaadetui met USB voor laptop en een stekker voor op reis.

Verlicht display



Als de unieke achtergrondverlichting is ingeschakeld, wordt de geselecteerde modus weergegeven. Als de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, wordt het display onzichtbaar voor een strakke uitstraling.

Oplaadbare batterij



Wanneer de accu volledig is opgeladen heeft de DiamondClean genoeg stroom voor drie weken normaal gebruik.

Sonische technologie



Spoelt vloeistof tussen de tanden en langs het tandvlees voor een zachte, maar zeer grondige reiniging.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 DiamondClean

Opzetborstels: 1 DiamondClean-compactborstel, 1 AdaptiveClean

Ontwerp en afwerking

Kleur: Keramisch wit

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Performance: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Wittere tanden: Maakt uw tanden tot 2 tinten witter

Timer: Smartimer en Quadpacer

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slang, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Batterij gaat drie weken mee

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie



* dan een handtandenborstel

** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand