



근육 통증 완화를 통해 누리는 활기찬 생활

근육 통증 완화 방법

필립스 접착식 전극은 특허 받은 히드로겔 기술로 피부 자극을 최소화합니다. 한 팩에 4개가 들어있으며 반복 재사용이 가능합니다. 전극은 자석 연결을 통해 펄스릴리프 본체에 쉽게 탈부착할 수 있습니다.

특허 받은 히드로겔 기술

・ 피부 자극을 최소화하는 특허 받은 히드로겔 기술

여러 번 재사용하기에 적합

• 여러 부위에 사용 시 20회 권장

자석을 사용해 간단하게 연결

・ 자석을 통한 TENS 유닛과 전극의 간편한 연결

주요 제품

피부 자극 최소화

필립스 전극에는 특허 받은 히드로겔 기술이 적용 되어 피부 자극을 최소화합니다. 가용성 전극으로, 신체의 울퉁불퉁한 부위에도 부착할 수 있습니다.

권장 사용 횟수: 20회

다양한 신체 부위에 여러 번 사용할 수 있습니다. 전극 사용 횟수는 피부 타입과 용도에 따라 달라질 수 있습니다. 전극을 자체 플라스틱함에 보관하면 필요 시 쉽게 꺼내 사용할 수 있습니다.

간편한 스냅온 연결

TENS 유닛은 자석을 사용하여 접착식 전극에 간편하게 연결됩니다. 먼저 신체 부위에 접착식 전극을 부착한 후 자석 연결을 통해 TENS 유닛에 탈부착하기만 하면 됩니다.

사양

구성품

접착식 전극: 4개

접착식 전극 크기: 50 x 50 mm

Multistick® 히드로겔

플라스틱 밀봉백

히드로겔 성분

탤로우 무함유, 글리세린: (CAS 등록번호: 56-81-5)

물: (CAS 등록번호: 28062-44-4)

폴리(아크릴산) 혼성중합체: (CAS 등록번호:

7732-18-5)

원산지 미국

© 2019 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상 표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소 유주의 자산입니다. 발행 일자 2019-07-25 버전: 2.0.2

EAN: 08 71010 37370 32

www.philips.com

