

PHILIPS

sonicare

Spazzolino sonico
ricaricabile

HealthyWhite

3 modalità

1 testina



HX6730/02



Denti più bianchi

Eccezionale spazzolino per denti più bianchi

Tutti amano un sorriso con denti bianchi e splendenti. Fai risplendere il bianco naturale dei tuoi denti. È dimostrato che lo spazzolino elettrico Sonicare HealthyWhite rimuove in sole due settimane le macchie che ogni giorno si formano sui denti grazie all'uso della modalità Clean & White.*

Dimostrata una migliore igiene orale

- Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonora brevettata
- Sicuro e delicato

Per una pulizia dei denti personalizzata

- Programma Easy-Start per familiarizzare con l'utilizzo di Philips Sonicare
- Modalità Clean and White: efficacia comprovata contro le macchie
- Modalità Clean: modalità standard di 2 minuti
- Modalità Sensitive: pulizia delicata di denti e gengive

Ti aiuta a seguire i consigli del tuo dentista

- Timer da 2 minuti per rispettare la durata di pulizia consigliata
- Quadpacer per una pulizia profonda

Per una pulizia superiore

- L'azione di pulizia dinamica Philips Sonicare diffonde il fluido tra i denti
- Testina con collo angolato per raggiungere più agevolmente la zona posteriore



In evidenza

Tecnologia sonora brevettata




Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi tra i denti e le gengive.

Testina con collo angolato



Il collo della testina, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.

Denti naturalmente più bianchi rispetto a uno spazzolino manuale



È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.

Sicuro e delicato




Il tuo spazzolino elettrico Philips Sonicare può essere usato in tutta sicurezza su: apparecchi per i denti (questo tipo di pulizia usura più velocemente le testine), impianti odontoiatrici (otturazioni, corone, coperture) e tasche parodontali.

Smartimer




Il timer da 2 minuti di questo spazzolino elettrico Philips Sonicare assicura il tempo di pulizia consigliato dagli esperti di salute dentale

Quadpacer



Il timer a intervalli di 30 secondi indica il completamento di un quadrante della bocca e segnala di procedere al quadrante successivo per una pulizia orale più profonda

Programma Easy-Start



Aumenta gradualmente la potenza dopo i primi 14 utilizzi per familiarizzare con l'esperienza di pulizia Philips Sonicare

Modalità Clean and White




2 minuti della modalità Clean insieme a 30 secondi della modalità White per concentrarsi sugli incisivi centrali visibili. In questo modo è possibile rimuovere le macchie di ogni giorno, ad esempio di caffè, tè, tabacco e vino rosso. Sbianca i denti di 2 tonalità in sole 2 settimane.*

Modalità Clean

Per un'eccezionale pulizia quotidiana. Aiuta a prolungare la durata dei trattamenti sbiancanti.

Pulizia delicata di denti e gengive



Spazzolino Philips Sonicare con modalità Sensitive: pulizia delicata, ma profonda per gengive sensibili

Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Sensitive: Pulizia delicata di denti e gengive

Clean & White: 2 min Clean + 30 sec White

Accessori inclusi

Impugnatura: 1 HealthyWhite

Testine: 1 ProResults standard

Caricabatterie: 1

Aspetto e finitura

Colore: Bianco satinato

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 31.000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino al 90% delle macchie*

Benefici: Per migliorare le condizioni delle gengive

Effetto sbiancante: Sbianca i denti fino a due tonalità

Timer: Smartimer e Quadpacer

Facilità d'uso

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane**

Indicatore di stato della batteria: La spia

della batteria mostra lo stato di carica

Impugnatura: Design ergonomico e compatto, Impugnatura di gomma per una presa migliore

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 3 settimane**

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Servizio

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

