

# PHILIPS

## sonicare

Mezizubní – nabíjecí

AirFloss

S 1 tryskou



HX8211/02



## Nečistíte si mezizubní prostory? Pak použijte AirFloss.

Odstraňuje plak, který běžné čištění zubů odstranit nedokáže

Pro ty, kteří si nečistí mezizubní prostory pravidelně, zařízení AirFloss nabízí snadný způsob, jak je začít čistit. Zařízení AirFloss se dá využít i pro čištění vodou nebo ústní vodou a poskytuje funkci unikátní vzduchové technologie a technologie mikrokapek, které pomáhají odstranit plak v těžko dostupných místech.

### **Dosáhněte vyčištění za 30 sekund**

- Vyčistí vaše celá ústa za pouhých 30 sekund
- Namiřte, stiskněte a čistěte!

### **Pomáhá vybudovat zdravé návyky**

- Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor

### **Pro zdravější zuby a dásně**

- Odstraňuje více plaku z mezizubních prostor
- Pomáhá zlepšit zdraví dásní za pouhé dva týdny
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

### **Snadné použití**

- Technologie vzduchu a mikrokapiček vody
- Pohodlná ergonomická rukojeť
- Vodicí koncovka zajišťuje správné umístění


# Přednosti

## Vzduchová technologie a technologie mikrokapek



Technologie vzduchu a mikrokapiček vody

## Snadný začátek



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. Zařízení AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky. Po třech měsících používání zařízení AirFloss pokračovalo 96 % osob, které dříve používaly interdentalní nit nedůsledně, v používání zařízení AirFloss čtyři nebo více dní týdně.


## Vyčištění za 30 sekund



Se zařízením AirFloss budou vaše ústa čistá za pouhých 30 sekund. Jednoduše stisknete tlačítko pro jedno čištění, zařízení posuňte znovu a opakujte. Chcete-li použít funkci

automatického čištění, podržte tlačítko a posunujte špičku zařízení z místa na místo. Každou sekundu se čištění automaticky spustí.

## Pro zdravější dásně



Je klinicky ověřeno, že zařízení Philips Sonicare AirFloss zlepšuje zdraví dásní za pouhé dva týdny.

## Nádržka se snadným plněním



Naplňte nádržku na rukojeti ústní nebo osvěžující vodou, nanižte, stiskněte a voda vystříkne. Nádržka pojme vodu až na dvě čištění.

## Vodící koncovka




Tenká zahnutá tryska a vodící koncovka usnadňují správné umístění. Stačí sjet po povrchu zuby blízko dásně, dokud koncovka nezapadne do prostoru mezi zuby.

## Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu



Jemným odstraňováním plaku, který čištění neodstraní, pomáhá zařízení Philips Sonicare AirFloss předcházet tvorbě zubního kazu mezi zuby.

## Odstraňuje více plaku z mezizubních prostor



Odstraňuje více plaku z mezizubních prostor

## Ergonomická rukojeť

Zařízení AirFloss je navrženo k snadnému použití v těsných prostorech, a proto disponuje ergonomickou protiskluzovou rukojetí pro pohodlnou manipulaci.

# Specifikace

## Snadné použití

**Tělo:** Tenký ergonomický design

**Indikátor baterie:** Blikání dává najevo, že je baterie téměř vybitá

**Výdrž baterie:** Až 3 týdny při plném nabití

**Systém trysky:** Snadné nasazení a sejmutí

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Doba provozu:** Trysku vyměňujte každých 6 měsíců

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Doba nabíjení:** Úplné nabití za 24 hodin

## Spotřeba

**Napětí:** Nabíječka pro více napětí

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka

## Balení obsahuje

**Rukojeť AirFloss:** 1

**Hubice AirFloss:** 1

**Nabíječka:** 1 univerzální nabíječka

**Držák hubice:** 1

## Výkon čištění

**Výkon:** Odstraňuje až 5x více plaku\*

**Přínos pro zdraví:** Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

**Funkce automatického čištění:** Vyčistí celá ústa za pouhých 30 sekund

**Hubice:** Pro nejlepší výsledky vyměňujte každých 6 měsíců

## Specifikace provedení

**Barva(y):** Bílá se zelenými prvky

