

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents sonique
électrique avec application

ExpertClean 7300

Brossage connecté en toute
simplicité

Capteur de pression intégré

Recon. intelligente de tête de
brosse

3 modes, 3 niveaux d'intensité



HX9680/01



Améliore la routine des patients pour des examens exceptionnels

Technologie d'expert. Conseils personnalisés.

Philips Sonicare ExpertClean est axé sur la méthode de brossage des patients en les aidant à améliorer leur routine buccodentaire quotidienne entre les visites.

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

- Surface de contact accrue facilitant l'élimination de la plaque
- Soins des gencives améliorant l'état de santé global

Conçu avec votre patient en tête

- Incite les patients à adopter de bonnes habitudes de santé buccodentaire
- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux
- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux
- Incite les patients à appliquer une pression adéquate
- Pour le nettoyage le plus efficace, tous les jours
- Avise les patients lorsque la batterie est faible

Améliore la santé buccodentaire des patients

- Élimine 10 fois plus de plaque* pour un nettoyage en profondeur
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines*

Caractéristiques

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque*



La tête de brosse C3 Premium Plaque Control permet un nettoyage en profondeur. Grâce aux côtés flexibles, les poils suivent les courbes de chaque dent pour assurer une surface de contact 4 fois supérieure*** et éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dans les endroits difficiles à atteindre*.

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines*



La tête de brosse G3 Premium Gum Care améliore la santé des gencives de vos patients. Sa taille réduite et les poils destinés aux gencives assurent un nettoyage délicat mais efficace le long de vos gencives, là où commencent les problèmes gingivaux. Il a été prouvé en clinique qu'elle permettait de réduire à 100 % l'inflammation des gencives* et d'améliorer jusqu'à 7 fois la santé des gencives en seulement deux semaines*.

Rapport des progrès



Les capteurs suivent et évaluent les habitudes de brossage des patients, tandis que le manche de la brosse Philips Sonicare ExpertClean fournit des renseignements instantanément. Au fil du temps, l'application Sonicare enregistre et analyse ces habitudes, puis génère un rapport des progrès qui incite à adopter de meilleures techniques de brossage.

3 modes, 3 niveaux d'intensité



Grâce aux trois modes de brossage (Nettoyage, Gum Health, Deep Clean+) et aux trois réglages d'intensité (faible, moyen, élevé), vos patients peuvent personnaliser leur expérience de brossage pour obtenir un confort optimal et un brossage complet. Voir les spécifications pour en savoir plus sur les modes.


Recon. intelligente de tête de brosse



Une puce dans la tête de brosse se synchronise avec le manche de la brosse à dents Philips Sonicare ExpertClean. Lorsqu'un patient clique sur une tête de brosse G3

Premium Plaque Control/Defense/Defence, G3 Premium Gum Care ou W3 Premium White, la brosse à dents sélectionne automatiquement le mode de brossage et l'intensité les plus appropriés. Tout ce que vos patients doivent faire, c'est de commencer à se brosser les dents. Cette puce assure aux patients des réglages qui leur permettent de profiter de performances élevées et qui répondent à leurs besoins.

Capteur de pression



Lorsque les patients appliquent une pression trop forte, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche et leur indique en temps réel qu'ils doivent appliquer une pression plus légère. Dans une étude à laquelle ont participé des patients des États-Unis, 7 personnes sur 10 ayant un style de brossage agressif ont réussi à réduire la pression de brossage grâce au capteur de pression****.

C3 Premium Plaque Control



La tête de brosse C3 Premium Plaque Control offre le nettoyage le plus profond. Grâce aux côtés flexibles, les poils épousent les courbes de chaque dent pour assurer une surface de contact 4 fois plus grande et éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dans les endroits difficiles à atteindre*.

Spécifications

Modes

3 niveaux d'intensité: Faible, Moyen, Élevé
Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les jours

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

Gum Health: Une attention particulière aux molaires

Articles inclus

Manche: 1 ExpertClean

Têtes de brosse: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care

Chargeur: 1

Couplage en mode BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Couplage avec le mode de nettoyage

G3 Tête de brosse Premium Gum Care:

Couplage avec le mode santé des gencives

Connectivité

Technologie Bluetooth® sans fil: App brossage connectée

Compatibilité

Compatibilité avec Android: Téléphones Android, Tablettes prenant en charge le Bluetooth 4.0

Compatibilité avec iOS: iPad 3e génération ou version supérieure, iPhone 4S ou version supérieure, avec iOS7 ou supérieur, avec système d'exploitation iOS7

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu clair

Performance de nettoyage

Performance: Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque*

Avantages pour la santé: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines*

Avantages du blanchiment: Contribue à éliminer les taches de façon naturelle

Retour de pression: Le manche vibre pour avertir l'utilisateur

Minuterie: BrushPacer et SmarTimer

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Alerte lors d'un brossage trop fort

Capteur de zone: Suit et améliore la couverture

Capteur de frottement: Guides pour réduire le

frottement

Rappel de remplacement BrushSync: Sachez toujours quand il est temps de, remplacer les têtes de brosse

Technologie BrushSync: tête de brosse intelligente, Connecte le manche intelligent et la

Facilité d'utilisation

Compatibilité avec la poignée: Têtes de brosse faciles à fixer

Rappel de remplacement: Pour toujours assurer un résultat optimal, l'icône de rappel s'allume

Manche: Conception ergonomique ultramince

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète): 14 jours***

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans



* plus qu'une brosse à dents manuelle

** par rapport à DiamondClean

*** calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode standard

**** dans le cadre d'une étude portant sur les utilisateurs de brosses à dents manuelles