

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
sonique rechargeable

EasyClean

1 mode

2 têtes de brosse

HX6512



## Meilleure élimination de la plaque dentaire

### La brosse à dents ultime Sonicare

L'action de nettoyage dynamique exclusif de la brosse à dents électrique Sonicare nettoie efficacement les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.

#### **Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste**

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

#### **Assure un nettoyage optimal**

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Sonicare, le fluide passe entre les dents
- Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides passent entre les dents

#### **Améliore l'hygiène bucco-dentaire**

- Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les dents.
- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

#### **Permet un brossage personnalisé**

- Fonction Easy-start, pour s'habituer au système Sonicare en douceur



asimpleswitch.com


## Points forts

### Tête de brosse inclinée



L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

### Fonction Easy-start




Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare

### Technologie Sonique brevetée



La brosse à dents électrique Philips Sonicare offre une action nettoyante unique qui permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.

### Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque section de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

### Brossage sûr, tout en douceur



La brosse à dents électrique Philips Sonicare est compatible avec : les appareils orthodontiques (les têtes de brosse s'usent

toutefois plus rapidement), les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

### Fonction Smartimer



Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** Charge complète permettant environ 20 brossages de 2 minutes.

## Design et finition

**Couleur:** Blanche

## Caractéristiques

**Batterie rechargeable**

**Fonction Smartimer:** Le minuteur de 2 minutes vous garantit un temps de brossage optimal

**Quadpacer:** Signal à intervalles de 30 secondes pour changer de quadrant.

## Accessoires inclus

**Chargeur de voyage:** 1

**Anneaux colorés sur les têtes de brosse:** 3 anneaux colorés pour différencier les brosettes

## Facile d'utilisation

**Système de tête de brosse:** Têtes de brosse clipsables pour une hygiène parfaite

**Autonomie:** 42 brossages de 2 minutes OU 3 semaines

**Indicateur de charge:** Le témoin lumineux clignote lorsqu'il est temps de recharger

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 31 000 mouvements par minute

**Têtes de brosse:** 1 tête de brosse ProResults

standard pour un nettoyage complet, 1 Sensitive standard

**Performance:** Plus efficace contre la plaque que les brosses manuelles

**Bénéfices santé:** Des gencives plus saines

**Efficacité blancheur:** Atténue les taches provoquées par le thé, le café, etc.

**Minuteur:** Fonctions Smartimer et Quadpacer

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

## Alimentation

**Tension:** Chargeur multitenion

