

PHILIPS

sonicare

Laddningsbar sonisk
eltandborste

DiamondClean

Vitare tänder på en vecka

3 veckors batteritid



HX9342/02



Det exklusiva sättet för bättre munhälsa och vitare tänder

Den bästa eltandborsten från Sonicare

Sonicares bästa eltandborste. Vår soniska teknologi pressar in vatten mellan tänderna och in under tandköttskanten och unikt diamantformade borststrån polerar effektivt missfärgade tänder. Kliniska tester visar på synbart vitare tänder redan efter en veckas bruk. DiamondClean laddas i ett stilrent glas som ger en extra touch av elegans till ditt badrum.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Tar bort upp till 7x mer plack än manuella tandborstar
- Förbättrar munhälsan på bara två veckor
- DiamondClean ger dig vitare tänder
- Läget för skonsam borstning: Skonsam rengöring av tänder och tandkött
- Eltandborsten DiamondClean gör tänderna vitare

ger en överlägsen rengöring

- DiamondClean tandborsthuvud ger dig synbart vitare tänder
- Sonicares dynamiska rengöring pressar in vätska mellan tänderna och in under tandköttskanten

Utformad för dig


- Laddningssystem: laddningsglas

Hjälper dig att följa din tandläkares rekommendationer

- Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning
- Tvåminuterstimern hjälper dig att följa borstningstiden som är rekommenderad av tandläkare

Funktioner

Tar bort upp till 7x mer plack




Tar bort upp till 7 gånger mer plack på svåråtkomliga ställen än manuella tandborstar.

Förbättrar munhälsan



Eltandborsten DiamondClean rengör optimalt mellan tänderna och längs tandköttskanten, vilket förbättrar munhälsan på bara två veckor. Ger överlägsen rengöring mellan tänderna och tar bort avsevärt mer plack än en manuell tandborste.

Ger synbart vitare tänder



Eltandborsten DiamondClean från Philips Sonicare polerar tänderna mer än dubbelt så mycket som en vanlig tandborste, vilket

resulterar i synbart vitare tänder på bara 1 vecka. Den tar dessutom bort upp till 100% fler fläckar.

DiamondClean borsthuvud



DiamondClean, Sonicares bästa borsthuvuden för vitare tänder, har diamantformade, medelhårda borststrån som effektivt men skonsamt skrapar bort plack och polerar bort missfärgningar. Eltandborsten från Philips Sonicare ger en utomordentlig rengöring och vitare tänder jämfört med en manuell tandborste.

Patenterad sonisk teknologi



Eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt in mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
Tandköttsvård: Masserar tandkötet varsamt
Polerar: Gör tänderna vita och rena
Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och tandkött
Vit: Tar bort missfärgningar

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 DiamondClean
Borsthuvuden: 1 DiamondClean, kompakt, 1 DiamondClean, standard
Laddare: 1

Design och finish

Färg: Keramisk vit

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borsttag/min
Prestanda: Tar bort upp till 100 % mer plack
Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor
Ger synbart vitare tänder: Ger synbart vitare tänder
Timer: Smartimer och Quadpacer

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på
Borstningstid: Upp till 3 veckor**
Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets livslängd
Handtag: Tunn, ergonomisk design
Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar
Batterityp: Litiumjon
Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor

Effekt

Volt: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

