



Interdentária recarregável

**AirFloss** 

c/1cabeça



HX8241



# Não usa fio dentário? Use a AirFloss para limpeza total.

Elimina a placa bacteriana onde a escovagem não alcança

Para quem não usa o fio dentário regularmente, a AirFloss é uma forma simples de começar a limpar os espaços entre os dentes. A AirFloss pode ser utilizada com elixir bucal ou água e dispõe de uma tecnologia exclusiva de ar e microgotas para ajudar a eliminar a placa bacteriana em zonas difíceis de alcançar.

#### Conclua a limpeza em 30 segundos

- · Limpa toda a boca em apenas 30 segundos
- · Direccionar. Premir. Limpar!

#### Ajuda a criar hábitos saudáveis

· Uma forma fácil de melhorar a limpeza entre os dentes

#### Melhora a saúde oral

- · Remove mais placa bacteriana entre os dentes
- Ajuda a melhorar a saúde das gengivas em apenas duas semanas
- · Ajuda a evitar cáries entre os dentes

#### Fácil de utilizar

- · Tecnologia de ar e micro-gotas
- · Pega ergonómica confortável
- · Ponta de guia assegura a colocação correcta
- · Uma escova para cada membro da família

### Destaques

#### Uma forma fácil de começar



A limpeza interproximal é muito importante na saúde oral geral. A AirFloss é uma forma fácil de limpar os espaços entre os dentes com maior profundidade, ajudando a criar hábitos saudáveis. Depois de utilizar a AirFloss durante três meses, 96% das pessoas que não utilizavam fio dentário regulamente continuaram a utilizar a AirFloss quatro ou mais dias por semana.

#### Remove mais placa bacteriana



Remove mais placa bacteriana entre os dentes

#### Tecn. de ar e micro-gotas



Tecnologia de ar e micro-gotas

#### Ponta de guia



A cabeça fina e angular e a ponta de guia facilitam a colocação correcta. Basta deslizar ao longo da superfície do dente junto da linha da gengiva até a ponta encaixar num espaço entre os dentes.

#### Limpeza de 30 segundos



Com a AirFloss, a limpeza total da sua boca demora apenas 30 segundos. Basta premir uma vez o botão para um jacto único e, em seguida, desloque o aparelho e repita. Para utilizar a nova funcionalidade de jactos automáticos, mantenha o botão premido e desloque a ponta de guia entre os espaços. Esta libertará jactos automaticamente a cada segundo.

#### Reservatório de enchimento fácil



Encha o reservatório na pega com elixir bucal ou água para uma limpeza refrescante e, em seguida, aponte e dispare. O reservatório tem capacidade suficiente para até duas utilizações.

#### Melhor saúde das gengivas



Foi comprovado clinicamente que a Sonicare AirFloss melhora saúde das gengivas em apenas duas semanas.

#### Ajuda a evitar cáries



Através da eliminação suave da placa bacteriana não alcançada pela escovagem, a Sonicare AirFloss ajuda a evitar a formação de cáries nos espaços entre os seus dentes.

#### Pega ergonómica

Concebida para ser fácil de manusear em espaços reduzidos, a AirFloss tem uma pega ergonómica confortável e antiderrapante.

#### Pontas da escova coloridas

Pontas da escova coloridas e um suporte prático da escova facilitam a utilização da AirFloss por toda a família.

## Especificações

#### Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio Indicador de bateria: A intermitência indica bateria fraca

Duração da carga da bateria: até 2 semanas Sistema de cabeças: Encaixa e desencaixa facilmente

#### Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tempo de funcionamento: Substitua a cabeça

a cada 6 meses

Tipo de bateria: lões de lítio

Tempo de carga: Carga completa em 24 horas

#### Alimentação

Voltagem: Carregador multitensão

#### **Assistência**

Garantia: 2 anos de garantia limitada

#### Itens incluídos

Pega AirFloss: 1 Bico AirFloss: 1, 3

Carregador: 1 carregador multitensão

Suporte do bico: 1

#### Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 5x mais placa

bacteriana\*

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das

gengivas em apenas duas semanas

Funcionalidade de jactos automáticos: Limpa

a boca completa em 30 seg.

Bicos: Substituições a cada 6 meses para

melhores resultados

#### Especificações de design

Cor(es): Branco com contrastes em verde

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. Data de publicação 2019-07-23 Versão: 3.1.1

EAN: 08 71010 36234 03

www.philips.com

