

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental eléctrico
sónico: prueba

DiamondClean

Cinco modos

Dos cabezales de cepillado

con modo Limpieza en
profundidad



HX9342/09



Limpieza perfecta. Resultados superiores.

Eliminación de la placa superior y blanqueado más potente.

Solo Philips Sonicare DiamondClean es capaz de proporcionar el rendimiento y las funciones que quieren tus pacientes. DiamondClean elimina hasta diez veces más placa que un cepillo manual y quita las manchas superficiales para blanquear la sonrisa en solo una semana.

Proporciona una limpieza superior

- Cabezal de cepillado DiamondClean para disfrutar del mejor blanqueamiento de Sonicare
- Cabezal de cepillado AdaptiveClean
- Nuevo modo Limpieza en profundidad: accede sin esfuerzo a las zonas problemáticas
- Tecnología patentada de los cepillos dentales Sonicare

Te guía para que sigas las recomendaciones dentales

- Cinco modos: Limpieza, Blanqueamiento, Sensibilidad, Cuidado de las encías, Limpieza en profundidad

Diseñado para ti

- Pantalla iluminada
- Batería con duración de tres semanas
- Sistema de carga

Destacados

Cabezal de cepillado DiamondClean



Los cabezales de cepillado DiamondClean, los mejores de Philips Sonicare para el blanqueamiento dental, tienen cerdas con forma de diamante para quitar las manchas de la superficie y eliminar la placa, de forma eficaz y suave a la vez. Este producto elimina la acumulación de manchas de café, té, vino tinto, cigarrillos y tabaco en tan solo una semana.

Cabezal de cepillado AdaptiveClean



Los lados de goma flexibles y suaves hacen que las cerdas se adapten a la forma única de los dientes y encías de cada paciente y proporcionan hasta cuatro veces más superficie de contacto*. La flexibilidad del cabezal de cepillado ayuda a que las cerdas recorran la línea de las encías con suavidad y absorban el exceso de presión durante el cepillado. El movimiento de barrido mejorado ofrece una sensación única en la boca y una limpieza superior a lo largo de la línea de las encías y en las zonas difíciles*. Se ha demostrado que elimina hasta diez veces más placa en las zonas difíciles que un cepillo dental manual*.

Cinco modos de cepillado



Incluye el modo Blanqueamiento para eliminar las manchas. Se ha demostrado clínicamente que blanquea los dientes en tan solo una semana.

Modo Limpieza en profundidad




El nuevo modo Limpieza en profundidad proporciona una limpieza excepcional en los lugares de difícil acceso. El exclusivo movimiento del cabezal de cepillado de este modo, junto con un tiempo de cepillado ampliado de tres minutos, lo convierte en la opción ideal si deseas prestar especial atención a zonas problemáticas.

Sistema de carga



Estuche de carga portátil con USB compatible con un ordenador portátil y enchufe de pared para los viajes.

Pantalla iluminada



Cuando está encendido, su exclusiva retroiluminación indica el modo seleccionado. Cuando está apagado, la pantalla se vuelve invisible para que tenga un aspecto impecable.

Batería recargable



Cuando está completamente cargado, DiamondClean tiene suficiente batería para tres semanas de uso normal.

Tecnología sónica



Consigue que el fluido penetre entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para disfrutar de una limpieza tan potente como suave.

Especificaciones

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Sensibilidad: Limpieza suave de dientes y encías

Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías

Limpieza en profundidad: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Piezas incluidas

Mangos: 1 DiamondClean

Cabezales: 1 DiamondClean compacto, 1 AdaptiveClean

Diseño y acabado

Color: Blanco cerámica

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes hasta 2 tonos

Temporizador: SmarTimer y Quadpacer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas **

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de pila: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Batería con duración de 3 semanas

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

