

PHILIPS

sonicare

ソニックケア エアーフロ
ス ウルトラ

ノズル1本付属



HX8341/01



歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去 簡単に歯間ケア

デンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。マウスウォッシュや水を入れ、水と空気の3連続ジェット噴射で歯間の汚れや歯垢を除去します。

お口の健康を推進

- ・ 最大 99.9% の歯垢を除去*
- ・ 歯ぐきの健康を推進**
- ・ 虫歯予防を助けます

優れたテクノロジー

- ・ 水と空気の3連続ジェット噴射
- ・ 高性能ワイドノズル
- ・ 3段階の噴射カスタマイズが可能

効果的で簡単な歯間洗浄

- ・ お口の健康のために重要な歯間ケア
- ・ 約 60 秒で洗浄


特長

最大 99.9% の歯垢を除去*



歯間の歯垢を最大 99.9% 除去します。*

水と空気の 3 連続ジェット噴射



水と空気の 3 連続ジェット噴射で、パワフルかつやさしく歯間の歯垢を除去します。

お口の健康のために重要な歯間ケア



歯間の汚れは歯みがきだけでは落としきれず、専用のケアが必要です。エアーフロス ウルトラは使いが簡単、手を汚さずに歯間ケアをすることができます。

歯ぐきの健康を推進**



歯ぐきや歯のエナメル質にやさしく、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。**

約 60 秒で洗浄



お口全体の洗浄を毎日約 60 秒***で完了。噴射回数 (1 回、2 回、3 回) を選択したら、起動ボタンを押すだけ。起動ボタンを押し続けると自動連続噴射モード、押し離せば手動噴射モードになります。

虫歯予防を助けます




ブラシが届かない部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

高性能ワイドノズル



エアーフロス ウルトラのノズルは、歯間に広く密着し、汚れを逃さず除去する高性能ワイドノズル。より効率的かつ効果的に歯垢を除去します。

3 段階の噴射カスタマイズが可能



エアーフロス ウルトラの噴射回数は、お好みに合わせて変更できます。起動ボタンを押すごとに、1 回、2 回、3 回からカスタマイズできます。

仕様

内容

エアーフロスウルトラハンドル: 1 本
エアーフロスウルトラノズル: 1 本
充電器: 1 個

デザイン

色: シルバー

洗浄性能

カスタマイズ可能な設定: 自動連続噴射または手動噴射, 1 回、2 回、3 回の噴射カスタマイズ
交換頻度: 6 か月に一度ノズルを交換

使いやすさ

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン
充電表示ランプ: ハンドルのランプが充電残量を表示
使用時間: 約 2 週間****

仕様

電源方式: 充電式
電池の種類: リチウムイオン充電電池
充電時間: 約 24 時間

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体 2 年間保証: ○

