

# PHILIPS

## sonicare

Sonic elektriskā  
zobu birste

HealthyWhite+

2 režīmi

6 pielāgojami iestatījumi

2 rokturi

3 birstes uzgaļi



HX8923/34



## Likvidē līdz 100% vairāk aplikuma tikai 1 nedēļā\* \*nekā parastā zobu birste

Padariet savu smaidu spožāku katru dienu, neatsakoties no iecienītajiem ēdieniem un dzērieniem! Philips Sonicare Whitening uzlādējamā zobu birste notīra līdz 100% traipu, lai iegūtu baltākus zobus tikai 1 nedēļā\*.

### Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību

- Likvidē līdz pat 100% vairāk traipu nekā parastā zobu birste\*
- Likvidē līdz pat 7X vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
- Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

### Nodrošina pielāgotu zobu tīrīšanu

- 6 pielāgojami iestatījumi
- Clean and White režīms: ir pierādīts, ka noņem aplikumu

### Palīdz ievērot zobārstu ieteikumus

- Quadpacer intervāla taimeris sekmē rūpīgu zobu tīrīšanu
- Divu minūšu taimeris palīdz nodrošināt ieteicamo zobu tīrīšanas ilgumu

### Nodrošina izcilu tīrību


- DiamondClean zobu birstes uzgaļi Sonicare labākajam baltināšanas efektam
- Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija



asimpleswitch.com


# Izceltie produkti

## Baltina zobus



Šī Philips Sonicare zobu birste 1 nedēļas laikā likvidē līdz pat 100% vairāk traipu, nodrošinot baltākus zobus.

## DiamondClean zobu birstes uzgalis



DiamondClean zobu birstes uzgalim, Philips Sonicare zobu birstes uzgalim ar vislabāko baltināšanas efektu, ir dimanta formas sari ar vidēju cietību, lai efektīvi, taču saudzīgi notīrītu aplikumu. Šī Philips Sonicare elektriskā zobu birste salīdzinājumā ar parasto zobu birsti nodrošina nepārspējamu tīrīšanu un baltākus zobus.

## Clean and White režīms



2 minūtes ilgais (zobārstniecības speciālistu ieteiktais tīrīšanas laiks) Clean režīms nodrošina efektīvāko aplikuma noņemšanu. Režīms White noņem aplikumu no virsmām, kā arī padara zobus baltākus un spīgtākus.

Noņem ikdienā lietotās kafijas, tējas, tabakas un sarkanvīna radītos traipus. 2 nedēļu laikā zobi kļūst baltāki par 2 toniem.

## 6 pielāgojami iestatījumi



Izmantojot Philips Sonicare aplikuma notīrīšanas zobu birsti, var iestatīt dažādu režīmu maiņu (Clean režīmu, White režīmu) un 3 intensitātes pakāpes, lai sasniegtu vislabākos tīrīšanas rezultātus.

## Likvidē līdz pat 7X vairāk aplikuma



Likvidē līdz pat 7 reizes vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās nekā parastā zobu birste.

## Uzlabo smaganu veselību



Philips Sonicare elektriskā zobu birste nodrošina optimālu tīrīšanu starp zobiem un gar smaganu līniju uzlabotai smaganu veselībai tikai divās nedēļās.

## Quadpacer



30 sekunžu intervāla taimeris norāda, kad pabeigta katra mutes dobuma kvadranta tīrīšana, un signalizē par pāreju pie nākamā kvadranta, kas nodrošina atbilstošu visa mutes dobuma kopšanu.

## SmarTimer



Philips Sonicare zobu birstes 2 minūšu taimeris palīdz ievērot zobārsta noteikto tīrīšanas laiku.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

# Specifikācijas

## Režīmi

**Tīrīšana:** Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

**Balta:** Notīra aplikumu

**3 intensitātes pakāpes:** Augsta, Zema, Vidēja

## Komplektā iekļautie piederumi

**Rokturi:** 2 HealthyWhite+

**Suku uzgaļi:** 2 DiamondClean standarts, 1

ProResults standarts

**Lādētājs:** 1

**Ceļojumu futrālis:** 1

## Dizains un apdare

**Krāsa:** Sniegbalta

## Tīrīšanas veiktspēja

**Ātrums:** Līdz 62 000 birstes kustību/min

**Sniegums:** Likvidē līdz par 100% vairāk aplikuma

**Veselības ieguvumi:** Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

**Balinošās īpašības:** 2 nedēļās par 2 toniem baltāki zobi

**Taimeris:** SmarTimer un Quadpacer

## Vienkārša lietošana

**Birstes uzgaļu sistēma:** Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

**Zobu tīrīšanas ilgums:** Līdz 3 nedēļām\*\*

**Akumulatora indikators:** Lampiņa norāda baterijas statusu

**Rokturis:** Plāns ergonomisks dizains

## Tehniskā specifikācija

**Baterija:** Uzlādējams

**Akumulatora tips:** Litija jonu

**Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai):** Līdz 3 nedēļām\*\*

## Strāvas padeve

**Spriegums:** 110–220 V

## Serviss

**Garantija:** 2 gadu ierobežota garantija

