

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

For Kids

2 üzemmód



HX6381



Ösztönzés az önálló egészséges fogmosásra Elektromos fogkefe gyermekek számára

Philips Sonicare elektromos fogkefe a ragyogó mosolyért

A szélesebben ragyogó mosoly védelmében

- A gumibevonatú fogkefefejet a gyermekek fogainak védelmére tervezték

A helyes fogmosási szokások könnyebb elsajátítására tervezve


- Kornek megfelelő fogkefefejek a gyerekek fogainak védelmére
- Elfordulást gátló forma
- Többféleképpen fogható kivitel szülőknek és gyerekeknek
- 2 gyermekbarát üzemmód a gyengéd és hatékony tisztításért
- Személyre szabható mókás cserélhető előlapokkal
- KidPacer vidám, magával ragadó dallamokkal
- A KidTimer segít növelni a fogmosás idejét

Felülmúlhatatlan tisztítás

- A Sonicare termék dinamikus tisztításának köszönhetően a víz bejut a fogak közé


Fénypontok

Kornak megfelelő fogkefefejek



Ez a Philips Sonicare elektromos fogkefe 2 fogkefefej-mérettel rendelkezik, amely speciálisan a gyerekek fejlődési szakaszaihoz lett igazítva a gyengéd és hatékony fogtisztítás érdekében

Elfordulást gátoló forma



A masszív nyélkialakítás lehetővé teszi a fogkefe függőleges tárolását és a biztos vízszintes tartást, mialatt a gyerekek felviszik rá a fogkrémet.

Többféleképpen fogható kivitel



Ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy szülői segítséggel vagy önállóan mossanak fogat

Szabadalmaztatott szónikus technológia




A Sonicare elektromos fogkefe egyedülálló dinamikus tisztító technológiája gyengéd és hatékony mélyen a fogak között és a fogíny mentén.

Cserélhető előlapok



A gyerekek személyre szabhatják fogkeféjüket

KidPacer vezető



A vidám hangeffektusok bátorítják a gyerekeket az alapos fogmosásra az első és a hátsó fogagnál is

KidTimer időzítő



Lassan, 90 nap alatt növeli fokozatosan a fogmosás idejét, míg az eléri a fogorvosok által ajánlott 2 percet

Üzem módok



A két gyermekbarát üzemmód alkalmazkodik a megfelelő életkorok igényeihez. Az alacsony fokozatú üzemmód ideális 4 évesek részére, a magas fokozatú üzemmód pedig a 7 évesnél idősebb gyermekek részére.

Gumibevonatú fogkefefej



A gumibevonatú fogkefefejét a gyermekek fogainak védelmére tervezték

Műszaki adatok

Műszaki adatok

elem: Újratölthető

Formatervezés és kidolgozás

Szín: piros, 3 cserélhető előlappal

Tartozékok

Töltő: 1 többfeszültségű töltő

Töltő fedőlap: 1 töltő fedőlap fogkefefej-tartóval

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Egyszerűen rápatintható fogkefefejek az optimális higiénia érdekében

Fogmosási idő: 42 2 perces fogmosás VAGY 3

hét

Akkumulátor-jelző: A bekapcsolásjelző gomb jelzőfénye villogni kezd, ha a készüléket újra kell tölteni

Markolat: Ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy szülői segítséggel vagy önállóan mossanak fogat

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 31 000 tisztítómozdulat percenként

Kefefejek: 1 rövid fogkefefej a 4-6 éveseknek és 1 hosszú fogkefefej a 7 évesek és idősebbek részére

Teljesítmény: Jelentősen több lepedéket távolít

el a nehezen elérhető helyekről, mint egy hagyományos fogkefe [Oral-B Stages 4] a 7-10 éves gyerekeknél

Időzítő: Smartimer időzítő és quadpacer vezető

Módok: 2 gyermekbarát üzemmód az életkorak megfelelő tisztításért

Szerviz

Garancia: 2 év korlátozott garancia

Tápellátás

Feszültség: Többfeszültségű töltő

