

PHILIPS

sonicare

Kompaktne glave
sonične četkice za zube

InterCare

2 u pakiranju

Kompaktan

Postavljanje pritiskanjem

Čišćenje između zuba

HX9012/07



Superiorno čišćenje.* Dublje dosezanje.

Čišćenje područja između zuba i teško dostupnih mjesta

Glava četkice za zube Sonicare InterCare tvrtke Philips savršena je za osobe koje žele ciljano uklanjati naslage između zuba, spriječiti krvarenje i upalu desni te otkriti zdrav, predivan osmijeh.

Dizajnirana za optimalno čišćenje

- Dizajnirane za dublje i temeljitije čišćenje
- Vlakna služe kao podsjetnik pa osiguravaju najučinkovitije čišćenje
- Dizajn koji maksimalno iskorištava sonično kretanje

Dokazano poboljšava oralno zdravlje

- Bolja rutina za oralno zdravlje

Glava četkice koja odgovara raznim drškama

- Radi sa svakom click-on četkicom za zube Philips Sonicare koja se postavlja pritiskanjem

Istaknute znač.

Dosegnite dublje i više



Glava četkice Sonicare tvrtke Philips ima izuzetno duga, gusta vlakna kojima uklanja skrivene naslage koje se nalaze duboko između zuba i u drugim teško dostupnim područjima. Dostupne su i u većim, standardnim veličinama za temeljito čišćenje.

Maksimalno iskorišteno sonično kretanje



Glave četkice Philips Sonicare od ključne su važnosti za našu temeljnu tehnologiju pokreta četkice visoke frekvencije i visoke amplitude koja osigurava više od 31.000 pokreta četkice u minuti. Naša nenadmašna sonična tehnologija u potpunosti prenosi snagu s drške četkice pa sve do vrha glave četkice. To sonično kretanje stvara dinamično djelovanje kojim se tekućina usmjerava duboko između zuba i uzduž linije desni radi superiornog, a ipak nježnog, čišćenja svaki put.

Glava četkice koja se postavlja pritiskanjem



Ova glava četkice lako se postavlja na dršku pritiskanjem i skida povlačenjem. Sigurno se pričvršćuje, lako održava i čisti. Može se


postaviti na sve drške četkice za zube Philips Sonicare osim modela PowerUp Battery i Essence.

Bolje oralno zdravlje



Kao i sve ostale originalne glave četkice Sonicare tvrtke Philips, ova glava četkice sigurna je za zube i desni. Kvaliteta svake glave četkice testirana je kako bi se osiguralo izvanredne radne značajke i izdržljivost.

Vlakna kao podsjetnik



Iako to možda nije vidljivo na prvi pogled, glave četkice gube krutost i postupno se troše tijekom mjeseci uobičajene uporabe. Plava vlakna služe kao podsjetnik i blijede ka bijeloj boji, što vam pomaže da uočite kada je vrijeme za zamjenu. Kako biste dobivali optimalne rezultate, glavu četkice mijenjajte svaka tri mjeseca.

Specifikacije

Predmeti u kompletu

Glave četkice: 2 kompaktne InterCare

Kompatibilnost

Sustav glave četkice: Postavljanje pritiskanjem

Odgovara sljedećim modelima: 2 Series za kontrolu naslaga, 3 Series za zdravlje desni, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, za djecu, HealthyWhite

Dizajn i završna obrada

Krutost vlakana: Obično čišćenje

Boja: Bijela

Vlakna kao podsjetnik: Plava boja vlakana blijedi

Veličina: Kompaktno

Prednosti za zdravlje

Zdravlje desni: Poboľšava zdravlje desni

Uklanjanje naslaga: Pospješuju uklanjanje naslaga

Kvaliteta i radne značajke

Zamjena dijelova: Svaka 3 mjeseca

Testirano: radi postizanja optimalne uporabe

