

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel - Trial

FlexCare Platinum

3 poetsstanden, 3 sterktes

2 opzetborstels

Met druksensor



HX9142/31



De technieken mogen dan variëren, de resultaten niet

Onze eerste borstel met AdaptiveClean-technologie

De kern van deze technologie bestaat uit twee componenten: de AdaptiveClean-opzetborstel en een intuïtieve druksensor. Beide elementen helpen uw patiënten slimmer te poetsen.

Voor een optimaal aangepaste poetservaring

- Nieuwe Deep Clean: pak moeiteloos probleemplekken aan

Ontworpen voor u

- InterCare-opzetborstel

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- Intuïtieve druksensor

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Quadpacer
- Smarttimer
- UV-reiniger

Superieure reiniging

- AdaptiveClean-opzetborstel
- Aanpasbare poetservaringen
- Gepatenteerde Sonicare-tandenborsteltechnologie

Kenmerken

Sonische technologie



Spoelt vloeistof tussen de tanden en langs het tandvlees voor een zachte, maar zeer grondige reiniging.

Deep Clean-modus



Onze nieuwe Deep Clean-modus zorgt voor uitzonderlijke reiniging op moeilijk bereikbare plekken. Pak probleemplekken aan met de unieke bewegingen van de opzetborstel in deze modus plus een uitgebreide poetstijd van 3 minuten.

AdaptiveClean-opzetborstel



Dankzij de zachte, flexibele rubberen zijanten volgt deze opzetborstel alle contouren van de tanden en het tandvlees van patiënten. De borstel bereikt tot 4 keer zoveel oppervlak*. Door de flexibiliteit van de opzetborstel poetst deze voorzichtig langs het tandvlees en absorbeert deze overmatige druk. Een verbeterde heen-en-weergaande beweging zorgt voor een uniek gevoel en superieure reiniging langs het tandvlees en op moeilijk te bereiken plaatsen*. Deze tandenborstel

verwijdert tot wel 10x zoveel tandplak als een gewone tandenborstel op moeilijk te bereiken plaatsen*.

InterCare-opzetborstel




Extra lange, dicht op elkaar staande-borstelharen reinigen dieper tussen de tanden en verwijderen daar aanzienlijk meer tandplak*. ideaal voor patiënten met bloedend tandvlees of verhoogd risico op tandvleesontstekingen.

Intuïtieve druksensor



Als er te veel druk wordt uitgeoefend, trilt het handvat om de patiënten eraan te herinneren de juiste techniek te gebruiken. In een onderzoek onder Amerikaanse patiënten ging 7 op de 10 agressieve poetsers minder druk uitoefenen bij gebruik van de druksensor.

Aangepaste poetservaringen



Dankzij de drie intensiteitsstanden en drie reinigingsmodi voor optimaal comfort en een grondige reiniging kunt u poetsen zoals u het wilt én de poetsadviezen opvolgen. De drie


minuten durende Deep Clean-modus zorgt voor uitzonderlijke reiniging op moeilijk bereikbare plekken. Het is de perfecte modus voor patiënten die probleemplekken willen aanpakken.

UV-reiniger



Doodt tot 99% van de bacteriën en virussen*. Verkrijgbaar als accessoire in een van de SKU-dispensers.

Quadpacer



De intervaltimer van dertig seconden moedigt u aan om ieder kwadrant van de mond grondig te poetsen.

Smarttimer



De timer van twee minuten zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige reiniging

3 sterktes: Hoog, Laag, Medium

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 FlexCare Platinum

Opzetborstels: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare-standaardborstel

Docking station: 1

Reisetui: 1

Ontwerp en afwerking

Kleur: Platinum gray

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

Timer: SmarTimer en Quadpacer

Poetsdruksensor: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Maximaal 3 weken***

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken**

Batterijtype: Lithium-ion

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie



* Dan een DiamondClean-opzetborstel

* Dan een gewone tandenborstel

* Gegevens beschikbaar

* Na één keer gebruik van elke tandenborstel t.o.v. de Oral-B CrossAction 3000/6000

** ** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag