

PHILIPS

sonicare


충전식 음파 칫솔

FlexCare+

5가지 모드

칫솔모 2개

여행용 하드 케이스 1개



HX6972/10



효과적인 잇몸 관리

치아와 잇몸을 부드럽게 세정하는 칫솔

특히 받은 음파 기술과 5가지 작동 모드는 필립스 소닉케어 플렉스케어+ 전동 칫솔 HX6972/10이 선사하는 완벽한 잇몸 관리의 비결입니다. 2주만 사용해도 잇몸이 건강해지는걸 느끼실 것입니다.

구강 건강 개선

- 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 특히 받은 음파 기술로 자연스러운 치아 미백
- 민감 세정 모드: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정
- 치아 미백 효과

뛰어난 세정력

- 역동적인 세정 작용으로 치아 사이까지 깨끗한 양치

구강 상태에 따른 맞춤식 양치모드 제공

- 이지 스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.
- 보다 탁월한 효과를 위한 5가지 양치 모드

치과 전문의 추천 양치 방법 안내

- 쿼드레이서 간격 타이머로 꼼꼼한 양치
- 2분 타이머로 권장 양치 시간 준수



주요 제품

특히 받은 음파 기술



소닉케어 전동 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

생활 치아미백 효과




이 칫솔의 역동적인 세정 작용과 모든 치아에 직접 도달할 수 있는 디자인은 치아의 착색을 제거하여 자연스럽게 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

잇몸 건강 개선



필립스 소닉케어 전동 칫솔은 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정해 주기 때문에 단 2주 만에 잇몸 건강이 개선됩니다. 수동 칫솔보다 치아 사이 세정 및 플라그 제거 효과가 뛰어납니다.

이지 스타트 프로그램



필립스 Sonicare 전동 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회 동안은 파워가 서서히 증가합니다.

5가지 양치 모드



5가지 모드는 다음과 같습니다. 2분 간의 탁월한 세정을 위한 일반세정 모드, 부드럽게 하지만 꼼꼼하게 잇몸을 세정하는 민감세정 모드, 1분 안에 빠르게 마무리하는 간단세정 모드, 잇몸에 자극을 주는 마사지 모드, 그리고 잇몸 건강을 개선해주는 잇몸 관리 모드

치아와 잇몸을 부드럽게 세정



민감 세정 모드: 민감한 잇몸을 위해 부드럽지만 깨끗하게 세정

스마트 타이머



칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문가가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.

퀵 페이스



간격 타이머가 구강 내부를 4등분하여 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

치아 미백 효과



소닉케어의 탁월한 미백 효과: 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 얼룩 제거 및 감소에 도움을 줍니다.

사양

세정 성능

성능: 닿기 힘든 부분의 플라그를 최대 83%까지 제거

치료 효과: 단 2주 만에 잇몸 건강 개선

미백 효과: 차, 커피 등으로 인한 착색 제거

모드: 일반세정, 민감 세정, 마사지, 간단한 세정, 잇몸 관리 등 5가지 모드

브러시 헤드: 전반적인 세정을 위한 ProResults 일반형 칫솔모 1개 및 완벽한 세정을 위한 ProResults 소형 칫솔모 1개

속도: 분당 최고 62,000번의 진동 횟수

타이머: 스마트타이머 및 퀵드레이서

편리한 사용

배터리 표시등: 배터리 잔량을 알려주는 표시등

칫솔모 시스템: 최적의 위생 관리를 위한 간편한 스냅 형태의 칫솔모

칫솔질 시간: 2분 사용 기준으로 42회 또는 3주 사용 가능

디스플레이: 표시등에 선택한 작동 모드가 표시되며 전원을 끄면 표시등 역시 꺼짐

손잡이: 슬림한 인체공학적 손잡이 디자인으로 손쉽게 칫솔질 가능

구성품

칫솔모 컬러 코드 링: 3 개입

칫솔모 색상 링: 3 종류의 색상 링으로 간편하게 공유 가능

충전기: UV 칫솔모 살균기가 포함된 다중 전압 충전기 1개 및 다중 전압 여행용 충전기 1개

살균기: UV 칫솔모 살균기 1개

여행용 충전기: 1

UV 살균기: 1

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 완전히 충전시킨 후 1회 2분 사용 기준으로 42회 칫솔질 가능(약 3주)

디자인 및 마감

색상: 연한 하늘색, 흰색 몸체, 하늘색 손잡이 및 표시등

크롬 전면 패널

서비스

보증: 구입 후 2년

소비전력

전압: 다중 전압 충전기

