

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
sónica recarregável

HX9882



Sistema "Custom Care"

4 formas de limpeza personalizada num produto

Não há duas pessoas iguais - especialmente no que diz respeito à higiene oral. Por que não utilizar uma escova de dentes potente que se pode adaptar às suas diferentes necessidades e proporcionar resultados superiores?

2 cabeças e 2 velocidades de limpeza

- Normal - para uma limpeza profunda; compacto para uma limpeza precisa
- Limpeza diária profunda; massaja e estimula as gengivas

Limpeza personalizável

- Quadpacer® com intervalos de 30 segundos para uma escovagem uniforme
- Easy-start® para facilitar a adaptação à Sonicare®

Tecnologia de limpeza excepcional

- A acção dinâmica do líquido alcança em profundidade a zona entre os dentes
- Remove a placa bacteriana nas áreas mais difíceis de alcançar
- Segurança e delicadeza clinicamente comprovadas
- Gengivas mais saudáveis

Destques

Segura e delicada

Pode utilizar a Sonicare de forma segura em: aparelhos dentários (as cabeças da escova desgastam-se mais depressa quando são utilizadas em aparelhos dentários), restaurações dentárias (chumbos, coroas, revestimentos) e bolsas peridentais.

Gengivas mais saudáveis

Redução de gengivites e ajuda na diminuição de bolsas peridentais clinicamente comprovadas.

Especificações

Funções adicionais

Tecnologia sónica exclusiva patenteada: Líq. dinâmico para limpar entre dentes

Smartimer®: Os dentistas recomendam um tempo de escovagem de 2 minutos
2 tamanhos de cabeças da escova dos contornos: Std.: limpeza total, Compacta: precisão

2 velocidades: Escolha a velocidade mais confortável

Easy-Start®: Aumenta a potência em 14 utilizações

Quadpacer® programável: Intervalos de 30 seg., limpeza uniforme

Dispositivo de carga Deluxe: Verde indica carga, amarelo recarga

Pega cónica ergonómica: Pega anti-deslizante, otimiza utilização

Especificações Técnicas

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 28, Escovagens

Tempo de carga: 24, Horas hora(s)

Bateria recarregável: NiCd

Voltagem: 220-240, Volts

Consumo de energia: 3, Watts W

Velocidade (Máxima): Até 31.000 movimentos por minuto

Acessórios

HX7001: Conjunto único da cabeça Standard Elite

HX7002: Conjunto duplo da cabeça Standard Elite

HX7011: Conjunto único da cabeça Mini Elite

HX7012: Conjunto duplo da cabeça Mini Elite

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 17,2 x 9,5 x 23,5 pol.

Peso caixa F: 0,68 lb

Peso caixa A: 4,08 lb

Dimensões da caixa-A: 35,1 x 29,7 x 24,1 pol.

Número de peças na caixa A: 6 unid.

