

# PHILIPS

## sonicare

Ladattava  
sähköhammasharja

FlexCare Platinum

3 harjaustilaa, 3 tehoa

2 harjaspäätä

Paineanturi

Harjaspäiden UV-puhdistuslaite



HX9142/10



## Poikkeuksellisen tehokas hammasvälien puhdistus

Poistaa jopa seitsemän kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä\*

Yhdeksän erilaista harjaspäätä, intuitiivinen paineanturi ja edistynyt harjaspäätetekniikka – Philips Sonicare FlexCare Platinum –hammasharja puhdistaa kokonaisvaltaisesti, poistaa huipputehokkaasti plakkia ja parantaa ikenien terveyttä.

### **Auttaa noudattamaan hampaidenpesua koskevia ohjeita**

- Ilmoittaa liian kovasta harjaamisesta
- Ajastimet kannustavat perusteelliseen harjaamiseen

### **Itse muokattava harjauskokemus**

- Mukauta harjaustilaa ja -tehoa

### **Tehokas puhdistus edistää hampaiden ja ikenien terveyttä**

- Sonic-tekniikka suun hyvinvoinnin parantamiseen
- Poistaa jopa seitsemän kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä
- Todistettu kliinisesti kohentavan ienten terveyttä kahdessa viikossa
- Uusi InterCare-harjaspää tarjoaa edistynyttä hammasvälien puhdistusta

### **Sopii elämäntyyliisi**

- Pitkä akunkesto ja matkakotelo
- Kätevä kuljetuslaukku ja laturi

# Kohokohdat

## 9 kokonaisvaltaista harjauskokemusta



FlexCare Platinumissa voit valita omasi kolmesta harjaustilasta – Clean, White tai Gum Care – ja kolmesta tehotasosta – matala, keskitaso tai voimakas – jolloin harjauskokemus on sopiva juuri sinulle.

## Kohentaa ienten terveyttä kahdessa viikossa



Ientulehdusta, verenvuotoa ja tulehduksia vähentävässä ienhoito-harjaustilassa FlexCare Platinumin on kliinisesti todistettu parantavan ienten hyvinvointia jo kahdessa viikossa.

## InterCare-harjaspääteknologia



Ienrajasta huolehtivan uuden InterCare-harjaspään erityisen pitkät harjakset yltävät syvälle hampaiden väliin. Edistyneen puhdistustekniikan ansiosta se poistaa plakin ja kiillottaa hampaat, ja sen sinisestä valkoiseksi haalistuvat harjapäätyt muistuttavat harjaspään vaihtamisesta.

## Sonic-teknikka




Toisin kuin perinteisessä sähköhammasharjassa Philips Sonicaressa on patentoitu Sonic-teknikka. Sonicaren ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto ohjaa nesteen hammasväleihin poistaen plakkia hellävaraisesti hampaiden välistä ja ienrajasta.

## Ulottuu syvälle hammasväleihin



FlexCare Platinum yltää syvälle hammasväleihin poistaen plakkia erityisen tehokkaasti. Sen on kliinisesti todistettu poistavan 7 kertaa manuaalista hammasharjaa enemmän plakkia hammasväleistä.

## Intuitiivinen paineanturi



FlexCare Platinumissa on ainutlaatuinen intuitiivinen paineanturi liian kovan harjaamisen ehkäisyyn. Runko ilmoittaa värisemällä, jos käytät liikaa voimaa.

## Sopii elämäntyyliisi



Ensiluokkaisessa matkakotelossa säilytät hammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen matkalaturi huolehtii virransaannista matkoilla. Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä kahdeksi viikoksi, joten et joudu tinkimään raiikkaasta tunteesta matkoillakaan.

## Quadpacer ja Smartimer



FlexCare Platinumissa on kaksi ajastinta, jotka kannustavat perusteelliseen harjaamiseen. Quadpacer-intervalliajastin kertoo, milloin on aika siirtyä seuraavaan suuneljännekseen, ja Smartimer auttaa harjaamaan hammaslääkärien suositteleman kahden minuutin ajan.

## Kuljetuslaukku ja laturi



FlexCare Platinum on helposti pakattavine kuljetuslaukuineen ja kompakteine matkalatureineen helppo ottaa mukaan minne tahansa.

# Tekniset tiedot

## Harjaustilat

**Puhdistus:** Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

**Ikenien suojaus:** Hieroo hellästi ikeniä

**Valkoinen:** Poistaa tummentumia

**3 tehoa:** Matala, M, Korkea

## Pakkauksen sisältö

**Rungot:** 1 FlexCare Platinum -kahva

**Harjaspäät:** 1 InterCare Standard -harjaspää, 1 InterCare Compact -harjaspää

**Laturi:** 1

**UV-puhdistuslaite**

**Kuljetuslaukku:** 1

## Muotoilu ja pinnoitus

**Väri:** Valkoinen, etupaneeli metallinen

## Puhdistusteho

**Nopeus:** Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

**Suorituskyky:** Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

**Terveysedut:** Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

**Valkaiseva ominaisuus:** Auttaa poistamaan tummentumia luonnollisesti

**Ajastin:** SmarTimer ja Quadpacer

**Paineanturi:** Varoittaa rungon värinällä

## Helppokäyttöinen

**Harjaspääjärjestelmä:** Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

**Harjausaika:** Jopa 3 viikkoa\*\*

**Latauksen ilmainen:** Merkkivalo näyttää akun

tilan

**Kahva:** Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

**Näyttö:** Valaistu näyttö

## Tekniset tiedot

**Paristo:** ladattava

**Akun/pariston tyyppi:** Litiumioni

**Käyttöaika (täydestä tyhjästä):** Jopa 3 viikkoa\*\*

## Virta

**Jännite:** 110–220 V

## Huolto

**Takuu:** 2 vuoden rajoitettu takuu

