

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents connectée  
Bluetooth® – Essai

FlexCare Platinum  
Connected

Bluetooth® intégré

Capteurs pour brossage  
intelligent

3 modes, 3 niveaux d'intensité

3 têtes de brosse



HX9194/08



## Identifiez les mauvaises habitudes pour améliorer le brossage

L'application capte les données du brossage pour mieux conseiller

La nouvelle brosse à dents Philips Sonicare FlexCare Platinum connectée, munie de la technologie de capteur intelligent, identifie les mauvaises habitudes des patients pour les aider à développer une meilleure routine de brossage.

### Suivez votre brossage avec des conseils en temps réel

- Alimenté par technologie de capteur intelligent
- Représentation de la bouche en 3D de pointe
- Guidage personnalisé par la fonction Touch-Up
- Dispositif de contrôle de la tête de brosse
- Définition des objectifs et rapports de progression
- Met en évidence les zones de problèmes

### Pour un nettoyage impeccable

- Tête de brossage AdaptiveClean
- Les fonctions SmarTimer et BrushPacer pour un brossage en profondeur
- Modes et niveaux d'intensité personnalisés
- Batterie à très longue durée de vie et étui de transport pratique
- Tête de brosse InterCare


# Caractéristiques

## Technologie de capteur intelligent



Trois capteurs intelligents envoient des données de brossage personnalisées à l'application Philips Sonicare. Un capteur de localisation montre aux patients où ils n'ont pas brossé suffisamment. Un capteur de frottage aide les patients à réduire le frottage pour une meilleure technique et un nettoyage doux et en profondeur. Un capteur de pression détecte la pression au brossage et envoie une pulsation dans la poignée pour dire aux patients de brosser plus délicatement.

## Représentation de la bouche en 3D de pointe




Une représentation en 3D de la bouche fournit une analyse après le brossage, permettant aux patients de suivre et d'améliorer leur routine et d'identifier les zones problématiques exigeant une attention particulière.

## Fonction Touch-Up




La fonction Touch-Up affiche des conseils personnalisés basés sur les données de brossage afin d'immédiatement se concentrer sur les zones qui ont été manquées.

## Met en évidence les zones de problèmes




À partir des conseils de leur dentiste, les patients peuvent se concentrer sur les zones indiquées dans la représentation de leur bouche comme ayant besoin de plus d'attention en raison d'accumulation de plaque, de récession gingivale ou d'un autre problème.

## Dispositif de contrôle de la tête de brosse



À partir des données réelles sur la pression et le temps de brossage, le dispositif de contrôle de la tête de brosse avertit les patients qu'il est temps de remplacer la brosse en trois mois ou moins, ce qui assure une efficacité continue et les meilleurs résultats possible.

## Définition des objectifs, rapports de progression



L'application Philips Sonicare maintient un historique des données de brossage personnalisées du patient, ce qui lui permet de consulter ses résultats et d'établir des objectifs quotidiens à long terme. Après 30 jours, les patients peuvent générer un rapport de progression dans l'application qui résume

l'efficacité du brossage, en plus de pouvoir partager ces rapports avec leur dentiste par courriel.

## BrushPacer et SmartTimer



La fonction BrushPacer fait un suivi du brossage dans six secteurs de la bouche pour un brossage complet, alors que la fonction SmartTimer assure que les patients se brossent les dents pendant deux minutes, comme le recommandent les dentistes.

## Tête de brossage AdaptiveClean



Les côtés souples et flexibles en caoutchouc permettent aux soies d'épouser la forme unique des dents et des gencives des patients afin de fournir jusqu'à 4 fois plus surface de contact\*. La flexibilité de la tête de brosse aide les soies à suivre le long des gencives et à absorber la pression excessive. Le mouvement de brossage amélioré pour une sensation unique dans la bouche et un nettoyage supérieur le long des gencives et dans les endroits difficiles d'accès. Permet d'éliminer 10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle dans les endroits difficiles à atteindre\*.

# Spécifications

## Modes

**Nettoyage:** Nettoyage exceptionnel tous les jours

**Blanc:** Élimine les taches

**Nettoyage en profondeur:** Pour un nettoyage en profondeur revigorant

**3 niveaux d'intensité:** Faible, Moyen, Élevé

## Articles inclus

**Manches:** 1 FlexCare Platinum - Connectée

**Têtes de brosse:** 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard, 1 ProResults pour la santé des gencives

**Chargeur:** 1

**Étui de transport:** 1

**Vaporisateur antibactérien pour la langue:** 59 ml

**Brosse-langue:** 1

## Connectivité

**Technologie Bluetooth® sans fil:** App brossage connectée

## Compatibilité

**Compatibilité avec Android:** Téléphones Android, Tablettes prenant en charge le Bluetooth 4.0

**Compatibilité avec iOS:** iPad 3e génération ou version supérieure, iPhone 4S ou version supérieure, avec système d'exploitation iOS7

## Design et finition

**Couleur:** Blanc

## Performance de nettoyage

**Vitesse:** Jusqu'à 62000 mouvements de brosse par minute

**Performance:** Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque\*\*

**Avantages pour la santé:** Renforcement de la santé des gencives en deux semaines seulement

**Avantages du blanchiment:** Contribue à éliminer les taches de façon naturelle

**Minuterie:** BrushPacer et SmarTimer

**Capteur de pression:** Le manche vibre pour avertir l'utilisateur

## Facilité d'utilisation

**Système de tête de brosse:** Têtes de brosse faciles à fixer

**Durée du brossage:** Jusqu'à 2 semaines

**Témoin de batterie:** Témoin indiquant l'état de la batterie

**Manche:** Conception ergonomique ultramince

**Écran:** Affichage illuminé

## Fiche technique

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium-ion

**Durée de fonctionnement (complète):** Jusqu'à 2 semaines

## Alimentation

**Tension:** 110 - 220 V

## Service

**Garantie:** Garantie limitée de 2 ans

