

# PHILIPS

## sonicare

Bluetooth® 커넥티드  
칫솔 - 평가판

FlexCare Platinum  
Connected

Bluetooth® 기능

스마트 양치 센서

3가지 양치모드, 3단계 강도 조절

UV 칫솔모 살균기



HX9141/07



## 양치질 상태를 체크하여 양치 습관 개선 양치질 데이터를 바탕으로 피드백과 코칭을 제공하는 앱

새로운 필립스 소닉케어 플렉스케어 플래티넘 커넥티드는 스마트 센서 기술을 통해 환자들의 양치질 상태를 체크하여 구강 케어 습관을 개선하도록 코칭해 줍니다.

### 뛰어난 세정력

- AdaptiveClean 칫솔모
- 꼼꼼한 양치질을 위한 브러시페이스와 스마트타이머
- 맞춤형 모드와 강도 조절
- 길어진 배터리 수명과 편리한 여행용 케이스
- 인터케어 칫솔모
- 박테리아를 박멸하는 UV 칫솔모 살균기

### 실시간으로 양치 이동 경로를 추적하여 코칭

- 첨단 3D 구강 맵
- 칫솔모 모니터
- 목표 설정 및 진행 보고
- 문제 부위를 집중 조명
- 스마트 센서 기술 활용

# 주요 제품

## AdaptiveClean 칫솔모



칫솔모의 측면이 부드럽고 유연한 고무로 되어 있어 환자의 치아와 잇몸 모양에 따라 4배 넓은 접촉 면\*을 닦아 줍니다. 칫솔모가 유연해 과도한 압력이 가해져도 칫솔이 잇몸선을 따라 부드럽게 움직이면서 압력을 흡수합니다. 양치질 움직임을 개선해 부드럽게 잇몸선을 따라 닦기 힘든 곳\*까지 깨끗하게 닦아줍니다\*. 일반 칫솔보다 닦기 힘든 곳의 플라그를 10배 더 많이 제거하는 것으로 입증되었습니다\*.

## 브러시페이스와 스마트타이머



브러시페이스는 완벽한 세정을 위해 입안을 6개 구간으로 나눠 양치질을 추적하며, 스마트타이머는 환자들이 치과 전문의들이 권장하는 시간인 2분을 꼭 채워 양치질할 수 있게 해줍니다.

## 맞춤형 모드




3가지 양치모드인 Clean(세정), White(미백) 및 Deep Clean(딥 클린)의 3단계 강도 설정을 지원하는 필립스 소닉케어 플렉스케어 플래티넘 커넥티드로 각자에게 맞춰 가장 편안하게 양치를 할 수 있습니다.

## 배터리 수명과 여행용 케이스




필립스 소닉케어 플렉스케어 플래티넘 커넥티드는 배터리 완충 시 최대 3주까지 사용할 수 있습니다. 여행용 케이스와 충전기가 있어 외출 시에도 편리하게 양치질이 가능합니다.

## 목표 설정, 진행 보고



필립스 소닉케어 앱은 환자의 맞춤 양치 데이터 내역을 보관해 양치 효과를 간편하게 검토하고 일일/장기 목표를 수립할 수 있게 해줍니다. 30일 후에 환자들은 양치 효과가 요약된 앱 진행 보고서를 생성할 수 있으며, 보고서를 이메일로 치과 전문의와 공유할 수 있도록 추가 옵션도 제공됩니다.

## 문제 부위를 집중 조명



치과 전문의의 조언을 토대로 환자들은 플라그 축적, 잇몸 손상 또는 기타 문제로 인해 추가적인 관리가 필요한 부위를 맞춤형 구강 맵에서 표시한 후 집중적으로 관리할 수 있습니다.

## 인터케어 칫솔모



더욱 길어지고 뽀뽀해진 칫솔모가 치아 사이 깊숙한 곳까지 닦아 주므로 치간 플라그를 더욱 많이 제거합니다\*. 잇몸에서 피가 나거나 잇몸 염증이 발생할 위험이 높은 환자에게 좋습니다.

## UV 살균기



환자들은 필립스 UV 살균 기술로 칫솔모를 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 플렉스케어 플래티넘 음파 칫솔과 함께 제공되는 UV 살균기는 특히 칫솔기의 세균을 없앨 수 있도록 설계되었습니다. 이 살균기는 칫솔모의 윗면 전체에 살균 자외선을 방출해 박테리아를 99%까지 박멸합니다.

## 스마트 센서 기술



3가지 스마트 센서가 필립스 소닉케어 앱으로 맞춤 양치 데이터를 전송합니다. 위치 센서를 활용해 양치가 덜 된 부위를 표시해주므로 더욱 완벽한 세정이 가능해집니다. 양치 센서는 최적의 양치 방법으로 굵힘을 줄여 더 깨끗하면서도 부드러운 세정이 가능하게 해줍니다. 압력 센서는 양치하는 압력을 추적해 부드러운 터치가 필요할 경우 행들을 미세하게 진동시켜 환자에게 알려줍니다.

# 사양

## 모드

**3단계 강도 조절:** 높음, 낮음, 일반  
**일반 세정:** 매일매일 깨끗한 양치  
**딥 클린:** 상쾌한 딥 클린을 위한 기능  
**화이트:** 치아 표면 착색 제거

## 구성품

**핸들:** 플렉스케어 플래티넘 커넥티드 1개  
**브러시 헤드:** 어댑티브클린 칫솔모 1개  
**충전기:** 1  
**UV 살균기:** 1

## 연결성

**Bluetooth® 무선 기술:** 연동 양치 앱

## 호환성

**Android 호환성:** Android 휴대폰, Bluetooth 4.0 지원 태블릿  
**iOS 호환:** iPad 3세대 이상, iPhone 4S 이상, iOS 7 운영 체제

## 디자인 및 마감

**색상:** 화이트

## 세정 성능

**속도:** 분당 최고 62000회의 칫솔모 움직임  
**성능:** 최대 10배 더 우수한 플라그 제거\*\*  
**치아 건강 관리 효과:** 2주 만에 잇몸 건강 개선  
**미백 효과:** 일상의 착색 제거에 도움  
**타이머:** 브러시페이스와 스마트타이머  
**압력 센서:** 핸들 진동으로 알림

## 편리한 사용

**배터리 표시등:** 표시등이 배터리 상태를 나타냄  
**손잡이:** 슬림한 인체공학적 디자인  
**디스플레이:** 고급스러운 패널 디자인  
**칫솔모 시스템:** 탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모  
**양치 시간:** 최장 2주

## 기술 사양

**배터리:** 충전식  
**배터리 유형:** 리튬 이온  
**작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지):** 최장 2주

## 소비전력

**전압:** 110-220V

## 서비스

**보증:** 구입 후 2년

