

PHILIPS

sonicare

齿间清洁- 喷嘴

AirFloss

带 2 个喷嘴

HX8012/05



不使用牙线？ 那么选择喷气式洁牙器吧。 清除牙刷无法除去的牙菌斑

对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口水或水配合使用，采用独特的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。

有助于养成健康的习惯


- 改善齿间清洁的便捷方式

易于使用

- 微爆气流技术
- 引导尖端确保正确定位
- 喷嘴的设计能轻松清洁难以触及的区域

产品亮点

便捷地清洁方式



齿间清洁对整体口腔健康都非常重要。喷气式洁牙器可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。使用喷气式洁牙器三个月后，96% 不连续使用牙线的人士每周 4 日或更多的持续使用喷气式洁牙器。

微爆气流技术



微爆气流技术

引导尖端



弯曲式纤巧喷嘴和引导尖端，轻松正确定位。只需沿着牙龈线的牙齿表面滑动，直至尖端贴合齿间的沟槽。

弯曲式纤巧喷嘴

纤细具角度的喷嘴设计，能轻松清洁难以触及的区域

规格

操作简易

喷嘴系统: 轻松卡入和取下

包含

喷气式洁牙器喷嘴: 2

清洁效能

喷嘴: 每 6 个月更换一次，获得最佳效果

