

# PHILIPS

## sonicare

Dve nabíjateľné  
zubné kefky Sonicare

FlexCare

3 režimy

3 kefkové nástavce

UV dezinfikátor kefkových  
nástavcov



HX6932/34



## Vyššia úroveň čistenia

Inovatívna technológia prináša lepšie výsledky. Teraz existuje zaručený spôsob na dosiahnutie lepšej ústnej hygieny. Nová zubná kefka Philips Sonicare FlexCare sa prispôbi vašim potrebám starostlivosti o ústnu dutinu.

### Pomáha vám dodržiavať odporúčania zubných lekárov

- Dvojminútový časovač vám pomáha dodržať odporúčaný čas čistenia
- Počítadlo intervalov Quadpacer podporuje dôkladné čistenie

### Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

- Prírodzene belšie zuby s patentovanou sonickou technológiou
- Klinicky dokázaná bezpečnosť a jemnosť
- Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne

### Poskytuje dokonalé čistenie

- Dynamické čistenie Sonicare vháňa tekutinu do medzizubných priestorov
- Ohnuté hrdlo kefkového nástavca zabezpečí lepšiu dostupnosť zadných zubov
- UV dezinfikátor kefkových nástavcov – čistejšia kefka, zdravší chrup

### Umožňuje prispôbené možnosti čistenia zubov

- Program jednoduchého začiatku vám pomôže zvyknúť si na kefku Sonicare
- Tri rôzne režimy na lepšie čistenie

# Hlavné prvky

## Patentovaná zvuková technológia



Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej zubnej kefky Philips Sonicare jemne a účinne dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž dasien.

## Ohnuté hrdlo kefkového nástavca




Jedinečne ohnuté hrdlo nástavca tejto zubnej kefky vám umožní ľahšie sa dostať k zadným zubom a odstrániť plak aj na ťažko dostupných miestach.

## UV dezinfikátor kefkových nástavcov

Dezinfekcia, nabíjanie a uskladnenie v jednom. UV dezinfikátor kefkových nástavcov vám pomôže udržať váš kefkový nástavec bez baktérií. Zničí až 99 % baktérií a vírusov.\*

## Prírodzene belšie zuby



Dynamické čistenie a priamy širší kontakt s každým zubom dokáže odstrániť každodenný povlak a pomáha udržať zuby prírodzene biele.

## Bezpečná a jemná



Vašu elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare môžete bezpečne použiť na: zubné strojčeky (kefkové nástavce sa opotrebojú pri strojčkoch rýchlejšie), opravy chrupu (plomby, korunky, zubné obklady) a periodontálne vачky.

## Zlepšuje zdravotný stav dasien



Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare zabezpečí optimálne čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž dasien, čím pomáha zlepšiť zdravotný stav dasien už za dva týždne. Poskytuje lepšie čistenie priestorov medzi zubami a odstraňuje podstatne viac povlaku ako ručná kefka

## Inteligentný časovač




Dvojminútový časovač, ktorým je táto elektrická zubná kefka Sonicare značky Philips vybavená, vám pomôže dodržať čas čistenia odporúčaný zubnými odborníkmi

## Quadpacer



30-sekundové počítadlo intervalov signalizuje dokončenie čistenia jednej štvrtiny ústnej dutiny a oznámi vám, že máte pokračovať v inej štvrtine, čím zaisťuje rovnomerné čistenie celej ústnej dutiny

## Program jednoduchého začiatku



Jemne zvyšuje výkon počas prvých 14 použití, aby vám pomohol zvyknúť si na elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare

## Tri rôzne režimy čistenia



Tri režimy zahŕňajú režim bežného čistenia na vynikajúci čistiaci výkon za 2 minúty, režim pre citlivé zuby na jemné, ale dôkladné čistenie a režim masáže na stimuláciu dasien.

# Technické údaje

## Režimy

**Čistenie:** Pre výnimočnú každodennú čistotu

**Jemný:** Jemné čistenie zubov a dasien

**Masáž:** Posilňujúca masáž

**2 čistiace postupy:** Go Care a Max Care

## Pribalené príslušenstvo

**Rukoväti:** 2 FlexCare

**Kefkové nástavce:** 2 ProResults, štandardné, 1 ProResults, kompaktný

**Nabíjacia jednotka:** 1

**UV dezinfikátor:** áno

**Cestovné puzdro:** 2

## Dizajn a povrchová úprava

**Farba:** Biela a zelená

## Čistiaci výkon

**Rýchlosť:** Až 31 000 ťahov kefky za minútu

**Výkon:** Odstráni až 83 % plaku na ťažko dostupných miestach

**Prínosy pre zdravie:** Pomáha zlepšiť zdravotný stav dasien

**Prínosy pre bielenie zubov:** Vybíli zuby až o 2 odtiene

**Časovač:** Inteligentný časovač a počítadlo Quadpacer

## Jednoduché používanie

**Systém kefkového nástavca:** Kefkové nástavce s ľahkým nasadením

**Čas čistenia:** Až 2 týždne

**Ukazovateľ stavu batérie:** Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

**Rukoväť:** Štíhly ergonomický tvar, Gumená rukoväť na pohodlnú manipuláciu

## Technické špecifikácie

**Batéria:** Nabíjateľné

**Typ batérie:** Lítium-iónová

**Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie):** Až 2 týždne

## Príkon

**Napätie:** 110 – 220 V

## Servis

**Záruka:** 2-ročná obmedzená záruka

