

PHILIPS

及4片無線脈衝機導電貼

PulseRelief


適用於 PR3840、
PR3093、PR3094

4片導電貼

專利水凝膠技術

利用磁力貼合導電貼

PR3820



痛楚紓緩, 感覺舒適

專業人士認可的止痛療程

Philips 無線脈衝機導電貼設有專利水凝膠技術，可大大減少對皮膚造成過敏。1包有4片，每片建議可使用最多20次。磁貼連接設計讓導電貼容易連上TENS裝置。

專利水凝膠技術

- 採用專利水凝技術減少對皮膚造成過敏

可重覆多次使用

- 可重覆使用，建議使用最多為20次

利用磁力貼合，連接更容易

- 能輕易以磁力貼合方式連接TENS裝置及導電貼

產品特點

減少對皮膚造成過敏

Philips 無線脈衝機導電貼採用優質專利水凝技術，能大大減低對皮膚造成的過敏，而導電貼設計能貼合人體的曲線。

建議可使用最多 20 次

無線脈衝機導電貼可廣泛應用在身體不同的部分，其使用次數取決於膚質及使用方法。產品隨附原裝膠套，方便收納產品留待日後使用。

簡便接合式設計

TENS 裝置能以磁力貼合方式輕易與無線脈衝機導電貼連接。首先，請在身體上貼上導電貼，然後透過磁力連接接合 TENS 裝置即可。

規格

包裝盒內含

4 片無線脈衝機導電貼: 4 片

4 片無線脈衝機導電貼尺寸: 50 x 50 毫米

Multistick® 水凝膠: 是

塑膠密封袋: 是

水凝膠成分

甘油、非牛脂: (Cas 號: 56-81-5)

水: (Cas 號: 28062-44-4)

聚丙烯酸 共聚物: (Cas 號: 7732-18-5)

原產地

美國: 是

