

PHILIPS

sonicare

Nabíjateľná zubná kefka

FlexCare Platinum

3 režimy, 3 stupne intenzity

2 kefkové nástavce

So snímačom tlaku



HX9112/02



Výborné vyčistenie medzi zubami

Odstráni až 7 x viac povlaku medzi zubami*

Vďaka jedinečným možnostiam čistenia, intuitívnemu snímaču tlaku a pokročilej technológii kefkového nástavca prekonáva kefka Philips Sonicare FlexCare Platinum tradičné štandardy čistenia, poskytuje vynikajúce odstraňovanie zubného povlaku a zlepšuje zdravie ďasien.

Pomáha dodržiavať odporúčané postupy čistenia zubov

- Upozorní vás, ak pri čistení príliš tlačíte na zuby
- Časovače podporujúce dôkladné čistenie

Umožňuje prispôbené možnosti čistenia zubov

- Prispôbte si režim a intenzitu

Poskytuje vynikajúce čistenie zubov a ďasien

- Patentovaná zvuková technológia pre zdravšiu ústnu dutinu
- Odstráni až 7 x viac povlaku medzi zubmi
- Je klinicky overené, že zlepšuje zdravie ďasien už do dvoch týždňov
- Nový kefkový nástavec InterCare ponúka vylepšené čistenie medzizubných priestorov

Vyhovuje vášmu životnému štýlu

- Batéria vydrží až tri týždne na jedno nabitie
- Praktické cestovné puzdro a nabíjačka

Hlavné prvky

Celkovo 9 možností čistenia zubov



Kefka FlexCare Platinum umožňuje výber z troch čistiacich režimov – čistenie, bielenie alebo starostlivosť o dasná – a troch nastavení intenzity – nízka, stredná, vysoká – aby ste si mohli vytvoriť postup čistenia presne podľa svojich potrieb.

Zdravšie dasná do dvoch týždňov



Je klinicky overené, že kefka FlexCare Platinum zlepšuje zdravie dasien už do dvoch týždňov vďaka špeciálnemu režimu starostlivosti o dasná, ktorý sa cielene zameriava na zmiernenie krvácania a zápalov ozubnice.

Technológia kefkového nástavca InterCare




Nový kefkový nástavec InterCare s mimoriadne dlhými štetinami, ktoré siahajú hlboko medzi zuby a pozdĺž okraje dasna, ponúka zdokonalenú technológiu čistenia na odstránenie povlaku a leštenie zubov, ako aj štetiny, ktoré vyblednú z modrej na bielu, čím vám pripomenú, že nastal čas vymeniť kefkový nástavec.

Patentovaná zvuková technológia




Na rozdiel od klasických elektrických alebo nabíjateľných zubných kefiek je kefka Sonicare vybavená patentovanou zvukovou technológiou. Jedinečné dynamické čistenie kefky Sonicare privádza vodu do medzizubného priestoru a odstraňuje povlak medzi zubmi aj pozdĺž dasna.

Dosiahne hlboko medzi zuby



Kefka FlexCare Platinum dosiahne hlbšie medzi zuby, čím lepšie odstráni povlak. Je klinicky overené, že odstraňuje až 7 x viac povlaku medzi zubmi ako ručná zubná kefka.

Intuitívny snímač tlaku



Kefka FlexCare Platinum je vybavená jedinečným, intuitívnym snímačom tlaku na zmiernenie agresívneho čistenia. Rukoväť jemným vibrovaním signalizuje, že na zuby príliš tlačíte.

Dlhá životnosť batérie



Ak je batéria kefky FlexCare Platinum úplne nabitá, vydrží pri pravidelnom používaní až tri týždne.

Quadpacer a Smartimer



Kefka FlexCare Platinum ponúka dva časovače podporujúce dôkladné čistenie. Časovač Quadpacer signalizuje, kedy nastane čas presunúť sa do ďalšieho kvadrantu ústnej dutiny, kým časovač Smartimer pomáha dosahovať čas čistenia odporúčaný zubármi – dve minúty.

Cestovné puzdro a nabíjačka



Prenášanie kefky FlexCare Platinum je veľmi jednoduché vďaka kompaktnému cestovnému puzdru a nabíjačke.

Technické údaje

Režimy

Čistenie: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Starostlivosť o dásna: Jemne masíruje dásna

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

3 stupne intenzity: Nízka, Stredne veľké,

Vysoká

Pribalené príslušenstvo

Rukoväť: 1 FlexCare Platinum

Kefkové nástavce: 1 štandardný InterCare, 1

kompaktný InterCare

Nabíjacia jednotka: 1

UV dezinfikátor: Nie

Cestovné puzdro: 1

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela s predným panelom metalickej farby

Čistiaci výkon

Rýchlosť: Až 31 000 ťahov kefky za minútu

Výkon: Odstráni až 7 x viac povlaku*

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav

dasien už za dva týždne

Prínosy pre bielenie zubov: Pomáha

prirodzene odstraňovať škvrny

Časovač: Inteligentný časovač a počítadlo

Quadpacer

Snímač tlaku: Rukoväť zavibruje, aby

upozornila používateľa

Jednoduché používanie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s ľahkým nasadením

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Rukoväť: Štíhly ergonomický tvar

Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľné

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 3 týždne

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

