

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents sonique
électrique – Distribuer

DiamondClean

5 modes

4 têtes de brosse

Verre chargeur, étui de
transport

avec mode de nettoyage en
profondeur



HX9383/10



Nettoyage performant pour des résultats supérieurs

Déloge la plaque de façon impeccable, en plus de blanchir
efficacement

Seule la brosse Philips Sonicare DiamondClean procure les résultats et les
fonctions dont vos patients ont besoin. La brosse DiamondClean enlève jusqu'à
10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle et élimine les tâches pour
un sourire plus blanc en une seule semaine.

Pour un nettoyage impeccable

- Tête de brosse blanchissante DiamondClean la plus performante de la gamme
Sonicare
- Tête de brossage AdaptiveClean
- Nouveau nettoyage en profondeur : faire face aux zones difficiles à atteindre sans
effort
- Technologie de brosse à dents Sonicare brevetée

Aide à mettre en pratique les conseils de brossage des dentistes

- 5 modes : Nettoyage, Blanchiment, Dents sensibles, Soins des gencives, Nettoyage
en profondeur

Conçu pour vous

- Affichage illuminé
- Batterie d'une autonomie de trois semaines
- Système à double recharge

Caractéristiques

Tête de brosse DiamondClean



Avec leurs soies en forme de losange, les têtes de brosse DiamondClean sont les meilleures têtes blanchissantes de toute la gamme Philips Sonicare et éliminent les taches et la plaque efficacement, mais en douceur. Disparition des taches résultant de l'accumulation de dépôt de café, thé, vin rouge, cigarettes et tabac en 1 semaine seulement.

Tête de brosse AdaptiveClean



Les côtés souples et flexibles en caoutchouc permettent aux soies d'épouser la forme unique des dents et des gencives des patients afin de fournir jusqu'à 4 fois plus surface de contact*. La flexibilité de la tête de brosse aide les soies à suivre le long des gencives et à absorber la pression excessive. Le mouvement de brossage amélioré pour une sensation unique dans la bouche et un nettoyage supérieur le long des gencives et dans les endroits difficiles d'accès. Permet d'éliminer 10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle dans les endroits difficiles à atteindre*.

Cinq modes de brossage



Comprend le mode de blanchiment antitache, éprouvé en clinique pour blanchir les dents en seulement une semaine.

Mode de nettoyage en profondeur




Notre tout nouveau mode de nettoyage en profondeur permet un nettoyage exceptionnel dans les zones difficiles à atteindre. Grâce au mouvement unique de la tête de brosse et à la durée de brossage prolongé de trois minutes, ce mode devient le choix idéal lorsque vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles à atteindre.

Système de charge



Verre chargeur innovateur pour l'utilisation à la maison, et étui chargeur portatif avec prise USB pour l'ordinateur et la prise murale pour les sorties et les voyages.

Affichage illuminé



Lorsque la brosse à dents est en marche, un rétroéclairage unique affiche le mode sélectionné. Lorsqu'elle est éteinte, l'afficheur est invisible pour un style épuré.

Batterie rechargeable



Une fois complètement chargée, la brosse DiamondClean offre trois semaines d'autonomie avec un usage régulier.

Technologie sonore



Pousse les liquides entre les dents et le long de la gencive pour un nettoyage doux mais en profondeur.

Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les jours

Blanc: Élimine les taches

Dents sensibles: Nettoyage doux pour les dents et les gencives

Soin des gencives: Masse délicatement les gencives

Nettoyage en profondeur: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

Articles inclus

Manches: 1 tête DiamondClean

Têtes de brosse: 1 tête DiamondClean compacte, 1 DiamondClean standard, 1 InterCare standard, 1 AdaptiveClean

Verre chargeur: 1

Étui de transport: Chargeur de voyage USB

Design et finition

Couleur: Blanc céramique

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de brosse par minute

Avantages pour la santé: Renforcement de la santé des gencives en deux semaines seulement

Performance: Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque*

Avantages du blanchiment: Jusqu'à 2 teintes de blancheur gagnées sur les dents

Minuterie: Smartimer et Quadpacer

Facilité d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de la batterie

Manche: Conception ergonomique ultramince

Écran: Affichage illuminé

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète): Pile offrant une autonomie de 3 semaines

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans



* qu'une brosse à dents manuelle

** calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage