

PHILIPS

sonicare

Canules -
Interdentaire

AirFloss

avec 2 canules

HX8012/07



Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss. Élimine la plaque dentaire là où la brosse ne passe pas

Pour ceux qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire, AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires. AirFloss peut être utilisé avec du bain de bouche ou de l'eau. Sa technologie exclusive d'air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès.

Aide à prendre de bonnes habitudes


- Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Facile à utiliser

- Technologie d'air et micro-gouttelettes
- La pointe de guidage assure un bon positionnement
- Canule conçue pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès

Points forts

Pour débiter facilement



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.

Technologie d'air et micro-gouttelettes



Technologie d'air et micro-gouttelettes

Pointe de guidage



La pointe de guidage et la canule fine et inclinée permettent un positionnement facile. Faites simplement glisser la pointe sur les dents, le long du sillon gingival, jusqu'à ce qu'elle rencontre un espace interdentaire.

Canule fine et inclinée

Canule fine et inclinée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès

Caractéristiques

Facile d'utilisation

Système de canules: Se clipse et se déclipse facilement

Accessoires inclus

Canule AirFloss: 2

Performances de brossage

Canules: À remplacer tous les 6 mois pour des résultats optimaux

