

# PHILIPS

## BlueTouch pijnverlichtende patch

Innovatieve blauwe LED-  
technologie

Voor spierpijn in de rug

Draadloos

Te gebruiken met draagband



PR3092/00



## Natuurlijke verlichting van rugpijn

### Innovatieve pijntherapie met blauw LED-licht

Met de Philips BlueTouch kunt u rugpijn op een natuurlijke manier verlichten. De blauwe LED-lamp stimuleert het zelfherstellende vermogen van het lichaam en de pijn zal merkbaar afnemen. De Philips BlueTouch is zonder recept verkrijgbaar in apotheken.

#### **Primeur tegen rugpijn**

- Unieke pijntherapie met blauw LED-licht
- Nieuwe benaderingen van therapie met alternatief voor medicijnen
- Kalmerend effect: warmte en lichaamseigen processen

#### **Gebruik: snel, eenvoudig en discreet**

- Rugbanden voor een hoog comfort
- Korte behandel tijden, drie intensiteitsniveaus
- Mobiel en discreet - past in uw dagelijkse routine

#### **Voor het dagelijks leven: veilig en duurzaam**

- Veilig in gebruik
- Eenvoudig reinigen

#### **Probeer nu zelf uit**

- Probeer het nu: 30 dagen geld-teruggarantie
- Eerste resultaten van pijnverlichting ervaren na 5 behandelingen

# Kenmerken

## Primeur

Het gebruik van blauw LED-licht voor de behandeling van rugpijn is een ongekeerde nieuwe benadering van therapie. Met de Philips BlueTouch wordt pijn op een volledig natuurlijke manier verlicht: het blauwe LED-licht stimuleert de lichaamseigen processen voor de verzachting van pijn. De BlueTouch is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de boven- en onderrug. Dankzij de natuurlijke manier van werken is deze oplossing een prima alternatief voor medicijnen. Philips is BlueTouch zonder recept verkrijgbaar in apotheken.

## Alternatief voor medicijnen

Het belangrijke voordeel van therapie met blauw LED-licht is de natuurlijke aard. Het blauwe licht stimuleert de lichaamseigen processen. Wanneer het blauwe LED-licht op de huid komt, komen de lichaamseigen stikstofmonoxidemoleculen (NO) vrij en worden ze getransporteerd naar de spier die de pijn veroorzaakt. Deze kleine molecuul heeft een geweldig effect: de rugpijn wordt op een natuurlijke manier verlicht. Bijwerkingen, die kunnen optreden bij behandelingen met medicijnen, zijn er daarom niet.

## Warmte en stikstofmonoxide

Naast de merkbaar kalmerende warmte stimuleert het blauwe LED-licht ook de productie van stikstofmonoxide (NO) in het lichaam, dat de circulatie bevordert. Dit verhoogt de voorraad zuurstof en voedingsmiddelen naar de spier en vermindert tegelijkertijd de pijntransmissie. De spieren kunnen zich ontspannen en de pijn wordt verlicht. NO zou beschikken over antioxiderende, celbeschermende en ontstekingswerende eigenschappen. Het kan dus spieren en zenuwen beschermen tegen

schade en verder letsel voorkomen. De Philips BlueTouch verzacht dus niet alleen de pijn, maar werkt ook preventief.

## Rugbanden

Dankzij de aangename, afzonderlijk verstelbare rugbanden kunt u de Philips BlueTouch discreet onder uw kleren dragen. De banden zijn gemaakt van hoogwaardig textiel en zijn speciaal ontwikkeld voor de boven- en onderrug. Schuif de BlueTouch in de opening van de rugband. Plaats dan de rugband tegen het lichaam en bevestig de band met het klittenband. Hierdoor zit de BlueTouch altijd en overal comfortabel.

## Duur van behandeling

De Philips BlueTouch kan tweemaal per dag worden opgebruikt. De duur van elke behandeling hangt af van het geselecteerde intensiteitsniveau. In stand 1 (laag) kunt u het apparaat maximaal 30 minuten gebruiken, in stand 2 (medium) maximaal 20 minuten en in stand 3 (hoog) maximaal 15 minuten. U selecteert zelf het gewenste intensiteitsniveau. De lichtintensiteit en temperatuur verschillen per niveau. Door de manier waarop het blauwe LED-licht werkt, draagt de BlueTouch bij dagelijks gebruik effectief bij aan pijnverlichting.

## Mobiel en discreet

Dagelijkse rugpijntherapie met de Philips BlueTouch kan gemakkelijk worden opgenomen in uw dagelijkse routine. Het apparaat werkt op batterijen, zodat kabels niet nodig zijn. U kunt daarom vrij bewegen tijdens de behandeling. Dankzij het compacte formaat kunt u de BlueTouch ook discreet onder uw

kleding dragen. Tijdens de behandeling kunt u gewoon werken, het huishouden doen of de boodschappen halen.

## Veiligheid

De Philips BlueTouch is volkomen veilig. Het blauwe LED-licht stimuleert alleen de lichaamseigen processen om de pijn te verlichten. Bijwerkingen, die kunnen optreden bij behandelingen met medicijnen, zijn er daarom niet. Als u het apparaat inschakelt, brandt de LED-lamp in de energiezuinige modus. U kunt dus veilig in het blauwe lampje kijken. De BlueTouch gebruikt de volledige lichtintensiteit pas als hij contact maakt met de huid. Na de behandeling wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Een temperatuursensor houdt ook uw huidtemperatuur in de gaten.

## Eenvoudig reinigen

De Philips BlueTouch gemakkelijk schoon te maken: veeg gewoon het oppervlak schoon met een zachte, vochtige doek of reinig het met een hele zachte borstel. Dompel het apparaat niet in water en houd het apparaat niet onder de lopende kraan. De rugbanden kunnen in de wasmachine worden gewassen op 30 graden.

## 30 dagen geld-teruggarantie

Ervaar het zelf en probeer de Philips BlueTouch! Als u niet tevreden bent, ontvangt u het geld binnen 30 dagen na de aankoopdatum terug.

## Resultaten na 5 behandelingsdagen

Bewijs suggereert dat de eerste resultaten van pijnverlichting gewoonlijk na 5 behandelingsdagen met BlueTouch worden ervaren

# Specificaties

## Natuurlijke pijntherapie

**BlueTouch tegen rugpijn:** Merkbare verzachting van pijn

**Innovatieve LED-patch:** 40 geavanceerde blauwe LED's

**Volkomen natuurlijk:** Geen medicijnen

## Toepassing

**Voor rugpijn:** matig, chronisch, spieren

**Onderrug:** Ruggengraat en lenden

**Bovenrug:** Nek en schouders

## Gebruiksvriendelijk

**Korte behandeltime:** 15 tot 30 min. twee keer per dag

**Stand 1 (laag):** 30 min. twee keer per dag

**Stand 2 (medium):** 20 min. twee keer per dag

**Stand 3 (hoog):** 15 min. twee keer per dag

## Specificaties

**Gemiddeld voltage:** 100 - 240 V

**Nominale frequentie:** 50 - 60 Hz

**Gemiddeld ingangsvermogen:** 15 W

**Klasse:** Medische hulpmiddel klasse IIa

**Classificatie:** Risicogroep 1

**Waterbestendigheid:** IP22

**Maximale dagelijkse hoeveelheid:** < 90 J/cm<sup>2</sup>

**Batterijtype:** Lithium-Ion

**Golflengte blauw LED-licht:** 453 nm

## Aansluitingen

**Adapter voor stopcontact:** 100 - 240 V

## Stopcontacten

**Micro USB:** Opladen met Micro-USB-kabel

## Bediening

**Relatieve vochtigheid:** van 30% tot 90%

**Temperatuur:** van +10 °C tot +35 °C

## Opbergen

**Relatieve vochtigheid:** 30% tot 90% (geen condens)

**Temperatuur:** van -20 °C tot +35 °C

## Gewicht en afmetingen

**Gewicht BlueTouch:** 0,168 kg

**Afmetingen patch (B x H x D):** 353 x 229 x 66 mm

**Afmetingen banden (B x H x D):** 229 x 179 x 30 mm

## Veiligheid

**BlueTouch:** CE-gecertificeerd en veilig

**Energiezuinige modus:** Bij contact met lucht

**Oververhittingssensor:** Automatische uitschakeling

**Uitschakelen na behandeling:** Automatisch

