

PHILIPS

sonicare

音波式電動歯ブラシ

HealthyWhite

3つのモード

1本のブラシヘッド



HX6741/10



健康的な輝く笑顔へ

多様なモードで歯に自然な白さを

フィリップスソニックアーヘルシーホワイトは、ステイン（着色汚れ）を除去して、歯間の奥と歯肉縁に沿った部分を洗浄し、届きにくい部分もやさしくしっかり磨けるため、歯を自然な白さに近づけます。

使いやすさ重視の設計

- ・ さまざまなニーズに対応する3つのモード

理想的な歯磨きをサポート

- ・ 歯磨き時間をお知らせするタイマー

優れた洗浄能力

- ・ 優れた植毛デザイン
- ・ 最大の効果を求めて設計された音波水流

特長

音波水流



ソニックケアは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

3つのモード



フィリップスソニックケアヘルシーホワイトには、さまざまなニーズに対応するモードが搭載されています。お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯のみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします*。センシティブモードでは、やさしく効果的に歯ぐきを洗浄します。

スマートタイマーとカドペーサー



2分間のタイマーと30秒間隔で知らせるカドペーサーにより、フィリップスソニックケア電動歯ブラシハンドルなら、推奨される時間をお知らせするだけでなく、口腔内を均等に歯磨きするお手伝いもします。イージースタートでは、ソニックケアに慣れていただくまで、最初の14回まではブラッシングパワーが低めに設定され、徐々に通常のパワーが上がっていきます。

優れた植毛デザイン



フィリップスソニックケアプロリザルツブラシヘッドは、湾曲して角度の付いた毛先が歯の形状に沿い、歯の表面に確実にフィット、通常の歯ブラシでは届きにくい場所の歯垢も除去できます。また、交換時期お知らせブラシは、ブラシの青い毛先が白く変わり、そろそろ交換時期であることを知らせます。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに
クリーン&ホワイト: クリーン（2分間）+ ホワイト（30秒間）
センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

内容

ハンドル: ヘルシーホワイト1本
ブラシヘッド: プロリザルツガムヘルス1本
充電器: 1個

デザインと仕上げ

色: ホワイト

洗浄性能

ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分
性能: 最大90%のステイン（着色汚れ）を除去*
健康上の利点: 歯ぐきの健康を推進
ステイン除去効果: 歯を2段階まで白く
タイマー: スマートタイマーとカドペーサー

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
使用時間: 約3週間**
充電表示ランプ: イルミネーションで充電電池残量を表示
ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン、握りやすいゴム製グリップ

仕様

充電電池: 充電式
充電電池の種類: リチウムイオン充電電池
使用時間: 約3週間使用可能

電源

対応電圧: 100-240V（海外電圧対応可能）

サービス

本体保証: ○

