

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プレミアムクリーン
ブラシヘッドレギュラー

Premium Clean

5 本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド*

ブラシヘッド認識機能対応

HX9045/96



最大 10 倍の歯垢を除去**

フィリップス ソニックケア 史上最高*の歯垢除去力

プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍***。しっかり快適に磨けます。

優れた歯垢除去効果

- ・ 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去**

しっかり磨ける

- ・ 歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去

新機能


- ・ ブラシヘッド認識機能対応
- ・ 音波水流

理想的な性能を実現するデザイン

- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ・ 純正ブラシヘッドをお使いください
- ・ 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

特長

歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去**



届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去**。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

アダプティブクリーニングテクノロジー



アダプティブクリーニングテクノロジーでいつでも自分に適した磨き方が可能に。プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、過剰なブラッシング圧力が吸収され、ソニックアーの音波洗浄の効果が高まります。毛先は歯と歯ぐきの形にぴったり沿うため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。届きにくい部分もすみずみまで磨けます。

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）

音波水流



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能




ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラッシング圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

純正ブラシヘッドをお使いください



ソニックアーのハンドルは、ソニックアーの純正ブラシヘッドとお使いいただくことで、最良の結果を出すようにデザインされています。ソニックアーの純正ブラシヘッドは、歯と歯ぐきを優しくケアします。ブラシヘッドは厳しい動作テストに合格済み。優れた使用感と耐久性をお届けします。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニックアーキッズ、e シリーズを除く）

仕様

内容

ブラシヘッド: プレミアムクリーン レギュラー (ブラック) 5本

仕様

ブラシヘッド認識機能対応: ○

毛の硬さ: ふつう

色: ブラック

ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴ

ム製のヘッド

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなった
ら交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: はめ込み式

使用できるモデル: ソニックアークキッズ、eシリーズ以外すべてのモデル

交換時期

交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

