

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra –
hambavahepuhastaja

HealthyWhite+^{iga}

1 otsaku ja 1 harjapeaga



HX8492/46



Garanteeritult terved igemed 2 nädalaga*

Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss Pro/Ultra**** lihtsaim viis hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Pro/Ultra saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**

Puhastab põhjalikult

- Valige 2 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

Parandab suuhügieeni

- Kuni 99,9% katueemaldus***
- Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud hambaniidiga võrdne**
- Aitab vältida hambaauke hambavahedes

Tiipasemel tehnoloogia


- Öhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Suure jõudlusega otsak
- Kolmekordse purske kohandatavad sätted

Lihtsaim viis hambavahede efektiivseks puhastamiseks

- Hõlbus viis tervisliku harjumuse alustamiseks
- Võtab vaid 60 sekundit: suunake, vajutage, puhastage!

Esiletõstetud tooted

Kolm režiimi, kolm intensiivsuse seadistust




HealthyWhite+ võimaldab harjata just nii, nagu teile sobib. Muutke harjamine kolme intensiivsuse seadistuse ja kahe režiimiga tõhusamaks, et see vastaks teie valgendus- ja puhastusvajadustele. Valige režiim Clean tõhusaks katueemalduseks kahe minutiga ja režiim White hammaste kõigest kahe nädalaga kuni kahe tooni võrra valgemaks muutmiseks.

Kuni 99,9% katueemaldus




AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% katust.**

Veepiisakeste tehnoloogia




Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on võimalikud tänu meie ainulaadsele tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt hambavahed ja igemepiiri.

Lihtne viis tervisliku harjumuse alustamiseks



Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss Pro/Ultra on lihtne viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust.

Igemete parem tervis



Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise parandamisel on hambaniidiga võrdne. ** Aitab parandada igemete tervist kõigest kahe nädalaga.

Puhastab vaid 60 sekundiga



AirFloss Pro/Ultra abil kulub kogu suu puhastamiseks vähem kui 60 sekundit päevas. Valige lihtsalt pulseerimissagedus (ühe-, kahe- või kolmekordne) ja vajutage

aktiveerimisnuppu, et saavutada järjestikused automaatsed impulsid, või vajutage ja vabastage, et kasutada käsitsirežiimi.

Aitab vältida hambauuke



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejõu abil katu, mida ei saa eemaldada ainult harjates.

Suure jõudlusega otsak



Suure jõudlusega uue AirFloss Pro/Ultra otsak muudab meie õhu ja veepiisakeste tehnoloogia tõhusamaks kui kunagi varem.

Kolmekordse purske kohandamine



AirFloss Pro/Ultra võimsat pihustit saab kohandada teie soovide järgi kas ühe-, kahe- või kolmekordsele impulsile igal aktiveerimisnupu vajutamisel.

Spetsifikatsioon

Puhastusjõudlus

Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks, katu vähendamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks

Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordne impulss***

Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage otsakut iga 6 kuu järel

Kasu tervisele: Puhastab kogu suu 60 sekundiga, Parandab igemete tervist kahe nädalaga*, Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Jõudlus: Eemaldab kuni 99,9% katust**

Kiirus: Kuni 31000 harjaliigutust minutis

Taimer: Smartimer ja Quadpacer

Valgemad hambad: Valgemad hambad 2 nädalaga kuni 2 tooni võrra

Disain ja viimistlus

Värvus: Valge

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Käepideme LED-tuled näitavad laetuse taset, Märgutuli aku laetuse kohta

Aku tööiga: 1-3 nädalat*****

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Otsakute süsteem: Lihtne peale lükata ja ära võtta

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 HealthyWhite+

Harjapead: 1 DiamondCleani tavaline

AirFloss Pro/Ultra käepide: 1

AirFloss Pro/Ultra otsak: 1

Laadija: 1

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Kolm tugevust: Kõrge, Madal, Keskmise

Võimsus

Pinge: 110–220 V, Mitmevoldiline laadija

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni 3 nädalat**



* või saate raha tagasi.

** * Töödeldud piirkondades; laboratoorses uuringus, reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda

** * kasutades kerge kuni mõõduka igemepõletikuga patsientidel koos käsihambaharja ja antimikroobse suuveega; AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede puhastusrutiini. Lisateavet leiate vahekaardi Tugi jaotisest Korduma kippuvad küsimused.

** * * AirFloss Ultra ja Pro on sama toode, mis võib olenevalt riigist ja kanalist kanda erinevat nime.

** * * * valitud turbosedistusest lähtuvalt