

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
rechargeable

FlexCare Platinum

3 modes, 3 réglages d'intensité

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression

HX9110/02



## Propreté exceptionnelle entre les dents

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents\*

Avec ses neuf options exclusives de brossage, son capteur de pression intuitif et sa technologie de tête de brosse avancée, la Philips Sonicare FlexCare Platinum surpasse le brossage traditionnel, pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire et des gencives plus saines.

### **Vous aide à respecter les recommandations de brossage**

- Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort
- Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux

### **Permet un brossage personnalisé**

- Personnalisez le mode et l'intensité

### **Une propreté exceptionnelle des dents et des gencives**

- Technologie Sonique brevetée pour une meilleure santé bucco-dentaire
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents
- Des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé)
- La nouvelle tête de brosse InterCare permet un nettoyage interdentaire de pointe

### **Adapté à votre mode de vie**

- Trois semaines d'autonomie de la batterie entre deux charges
- Étui de voyage et chargeur pratiques


# Points forts

## 9 options de brossage



La brosse FlexCare Platinum vous permet de choisir entre trois modes de nettoyage (Clean, White, Gum Care) et trois réglages d'intensité (Faible, Moyen ou Fort) afin d'obtenir un brossage qui vous convient parfaitement.

## Des gencives plus saines en seulement deux semaines



Avec son mode spécial Soins des gencives, pour un nettoyage localisé contribuant à limiter les saignements et inflammations gingivales, la brosse FlexCare Platinum permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé).

## Tête de brosse InterCare




Avec ses brins longs efficaces pour nettoyer les espaces interdentaires et le sillon gingival, notre nouvelle tête de brosse InterCare bénéficie d'une technologie de nettoyage de pointe permettant d'éliminer la plaque dentaire et de polir les dents. Ses brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc lorsqu'il est temps de renouveler la tête de brosse.

## Technologie Sonique brevetée



Contrairement à une brosse à dents électrique traditionnelle, la brosse Sonicare bénéficie d'une technologie Sonique brevetée. Son action de nettoyage dynamique exclusif envoie le liquide entre les dents, afin d'éliminer en douceur et efficacement la plaque dentaire entre les dents et au niveau de la ligne gingivo-dentaire.

## Nettoie même les espaces interdentaires



FlexCare Platinum nettoie les espaces interdentaires afin d'éliminer efficacement la plaque. Il est cliniquement prouvé qu'elle élimine 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents qu'une brosse à dents manuelle.

## Capteur de pression




La brosse FlexCare Platinum est dotée d'un capteur de pression exclusif qui vous aide à modérer votre brossage. Le manche vibre légèrement pour vous indiquer que vous exercez une pression trop forte.

## Grande autonomie de la batterie



Une fois entièrement rechargée, la batterie de votre brosse FlexCare Platinum permet trois semaines d'utilisation régulière.

## Quadpacer et Smartimer



La FlexCare Platinum propose deux minuteurs pour encourager un brossage rigoureux. Le minuteur d'intervalles Quadpacer prévient lorsqu'il est temps de passer à une nouvelle zone de la bouche, tandis que le minuteur Smartimer vous aide à atteindre le temps de brossage de deux minutes recommandé par le dentiste.

## Étui de voyage et chargeur



Prenez votre FlexCare Platinum avec vous partout où vous en avez besoin grâce au boîtier et chargeur de voyage compacts.

# Caractéristiques

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Soin des gencives:** Masse les gencives en douceur

**Blanche:** Élimine les taches à la surface des dents

**3 réglages d'intensité:** Faible, Moyen, Fort

## Accessoires inclus

**Manche:** 1 FlexCare Platinum

**Têtes de brosse:** 2 InterCare standards

**Chargeur:** 1

**Assainisseur UV:** Non

**Coffret de voyage:** 1

## Design et finition

**Couleur:** Blanc et chromé

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 31 000 mouvements par minute

**Performance:** Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire\*

**Bénéfices santé:** Des gencives plus saines en seulement deux semaines

**Efficacité blancheur:** Aide à éliminer naturellement les taches

**Minuteur:** Fonctions Smartimer et Quadpacer

**Capteur de pression:** Manche vibrant pour alerter l'utilisateur

## Facile d'utilisation

**Système de tête de brosse:** Têtes de brosse clipsables

**Autonomie:** Jusqu'à 3 semaines\*\*

**Indicateur de charge:** Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

**Poignée:** Design ergonomique ultracompact

**Afficheur:** Écran lumineux

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** Jusqu'à 3 semaines

## Alimentation

**Tension:** 110-220 V

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

