

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra – Gerät zur
Zahnzwischenraumreinigung

mit 1 Düse

95 ml Listerine



HX8331/51



Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra die einfachste Art zur Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**

Verbessert die Mundgesundheit

- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***
- Nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches**
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

Überragende Technologie

- Kombination aus Luft und Mikrotropfchen
- Hochleistungsdüse
- Individualisierbare Einstellung mit bis zu drei Sprühstößen

Die einfachste Art der Zahnzwischenraumreinigung

- So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit
- In nur 60 Sekunden: Ausrichten. Abdrücken. Sauber!
- Mehr Frische und ein tiefenreines Mundgefühl durch Mundwasser


Besonderheiten

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung



Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque an behandelten Stellen.**

Mikrotröpfchen-Technologie



Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

Machen Sie gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.

Bessere Zahnfleischgesundheit



Der Philips Sonicare AirFloss Ultra ist nachweislich so wirksam wie Zahnseide und verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs bereits in zwei Wochen.

Reinigt in nur 60 Sekunden



Mit dem AirFloss Ultra können Sie Ihren ganzen Mund in weniger als 60 Sekunden pro Tag reinigen. Wählen Sie einfach Ihre Sprühstoß-Frequenz (einfach, zweifach oder dreifach), und halten Sie die Aktivierungstaste für kontinuierliche automatische Sprühstöße gedrückt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, befindet sich das Gerät im manuellen Modus.

Mehr Frische und ein tiefenreines Mundgefühl durch Mundwasser



Befüllen Sie Ihren AirFloss mit Mundwasser für ein ultimativ tiefenreines Mundgefühl und antimikrobielle Reinigung.

Hilft dabei, Karies zu vermeiden




Indem Plaque-Rückstände, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurden, sanft entfernt werden, verhindert der Philips Sonicare AirFloss Ultra die Bildung von Karies zwischen den Zähnen.

Hochleistungsdüse



Die neue leistungsstarke AirFloss Ultra Düse verstärkt die Wirkung der Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie für mehr Effizienz als je zuvor.

Individuell einstellbare Sprühstöße



Sie können den leistungsstarken Sprühstoß des AirFloss Ultra gemäß Ihren Vorlieben einstellen. Wählen Sie aus, ob bei jedem Drücken der Aktivierungstaste ein Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß abgegeben wird.

Daten

Mitgelieferte Artikel

Düse: 1

Ladegerät: 1

Mundspülung: 95 ml Listerine

AirFloss Ultra Handstück: 1

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß mit Farbakzenten in Grau

Reinigungsleistung

Klinisch erwiesene Ergebnisse: Genauso effizient wie Zahnseide, für verbesserte Zahnfleischpflege, zur Reduzierung von Zahnfleischbluten, zur Reduzierung von Plaque

Leistung: Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque

Vorteile für die Gesundheit: Reinigt den ganzen Mund in 60 Sekunden, Verbessert die Zahnfleischgesundheit innerhalb von 2 Wochen

Anpassbare Einstellungen: Automatische oder manuelle Sprühstoß-Funktion, Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß

Für optimale Ergebnisse: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: LED-Anzeigen am Handstück

Leistung: zeigen Ladezustand an

Akkulaufzeit: Bis zu 2 Wochen

Düsensystem: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

Technische Daten

Akku: Wiederaufladbar

Akkutyp: Lithium-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

Leistung

Spannung: Multispannungs-Ladegerät

Service

Garantie: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

