

PHILIPS

sonicare

Laddningsbar sonisk
tandborste

HX7351



Bättre räckvidd för bättre rengöring

Den enda vinklade soniska borsten som gör att du når längre för bättre rengöring. Med Sonicares unika dynamiska rengöring når du djupt mellan tänderna och svåråtkomliga ställen samtidigt som tandköttet masseras för en helt ny borstningsupplevelse.

Utformad för att passa tändernas konturer

- Patenterad dynamisk rengöring
- Konturanpassade borst
- Smal, vinklad borsthals

Kliniskt dokumenterade fördelar

- Naturligt vitare tänder
- Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt
- Förbättrar munhälsan

Ytterligare funktioner

- Smartimer[®] uppmuntrar till 2 minuters borstning
- Easy-start[®] gör det enkelt att börja använda Sonicare[®]
- Quadpacer[®]-timer med 30-sekundersintervall uppmuntrar till jämn borstning
- Två hastigheter

Funktioner

Patenterad dynamisk rengöring

När försiktigt och effektivt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Konturanpassade borst

Få bättre kontakt med tandytan.

Smal, vinklad borsthals

Rengör på svåråtkomliga ställen.

Naturligt vitare tänder

Kliniska tester visar att tandborsten avsevärt minskar kaffe-, te- och tobaksfläckar för naturligt vitare tänder.

Säkert och skonsamt

Du kan använda din Sonicare säkert på: tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställning), lagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

Förbättrar munhälsan

Kliniska tester visar att tandborsten minskar gingivit och bidrar till att reducera antalet parodontala fickor.

Specifikationer

Ytterligare funktioner

Konturanpassat borsthuvud

Smartimer[®]

Easy-Start[®]

Quadpacer[®]

Lyxig laddningsmätare

Ergonomiskt avsmalnande handtag

Borsthuvuden ingår: 1

Tekniska specifikationer

Hastighet: 31 000 rörelser per minut

Laddningstid: 24 timmar

Laddningsbart batteri: NiCd

Spänning: 230 V, 50 Hz (i Storbritannien 240 V, 50 Hz)

Strömförbrukning: 3 W

Tillbehör

Hållare för borsthuvud

