

# PHILIPS

## sonicare

AirFloss Pro/Ultra –  
fordeling

Ett munnstykke



HX8381/01



## Få bedre tannkjøttthelse

Effektivitet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig

For de som ikke bruker tanntråd regelmessig, er AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* den enkleste måten å rengjøre effektivt mellom tennene på. AirFloss Pro/Ultra kan brukes med munnskyllevann eller vann og er klinisk bevist å være like effektivt som tanntråd for tannkjøttet.\*\*

### Forbedrer munnhygien til pasientene

- Fjerner opptil 99,9 % plakk\*\*\*
- Klinisk bevist å være like effektivt som tanntråd for tannkjøttet\*\*
- Bidrar til å forhindre hull mellom tennene

### Overlegen teknologi

- Teknologi med luft og små dråper
- Munnstykke med høy ytelse
- Tilpassede innstillinger for tre sprut

### Den enkleste måten å rengjøre effektivt mellom tennene på

- En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på
- Tar bare 60 sekunder – pek, trykk og rengjør!
- Ren og frisk munn med munnskyllevann


# Høydepunkter

## Fjerner opptil 99,9 % plakk




AirFloss Pro/Ultra fjerner opptil 99,9 % plakk på behandlede områder.\*\*

## Mikrovanndråpe-teknologi



Vi har oppnådd de klinisk beviste resultatene ved å bruke den unike teknologien som kombinerer luft og munnskyllevann eller vann til effektivt og skånsomt å rengjøre mellom tennene og langs tannkjøttanden.

## En enkel måte å komme i gang på



Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.

## Bedre tannkjøttelse



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra er klinisk bevist å være like bra for tannkjøttet som tanntråd.\*\* Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker.

## Rengjør på bare 60 sekunder



Med AirFloss Pro/Ultra tar det pasientene under 60 sekunder å rengjøre hele munnen. Pasientene kan velge hvor mange sprut de vil ha (én, to eller tre). Hold inne aktiveringsknappen for fortløpende automatiske sprut, eller trykk på og slipp knappen for å kontrollere sprutfrekvensen manuelt.

## Ren og frisk munn med munnskyllevann



Pasienter kan bruke med munnskyllevann for å få en frisk munn uten mikrober.

## Bidrar til å forhindre hull mellom



Ved forsiktig å sprute vekk plakk som ikke ble fjernet under tannpussen, bidrar Philips Sonicare AirFloss Ultra til å forhindre at det oppstår hull mellom tennene til pasientene.

## Munnstykke med høy ytelse



Det nye AirFloss Pro/Ultra-munnstykket med høy ytelse forsterker teknologien med luft og små dråper, slik at det rengjør mer effektivt enn noensinne.

## Tilpasning for tre sprut



AirFloss Pro/Ultra har en kraftig sprutfunksjon som kan tilpasses slik pasientene ønsker, med én, to eller tre sprut for hver gang man trykker på aktiveringsknappen.

# Spesifikasjoner

## Deler som medfølger

AirFloss Pro/Ultra-håndtak: 1

AirFloss Pro/Ultra-munnstykke: 1

Lader: 1

## Design og utseende

Farge: Grå

## Rengjøring

**Resultater som er klinisk bevist:** Like effektivt som tanntråd, for sunnere tannkjøtt, for mindre blødning i tannkjøttet, for mindre plakk

**Ytelse:** Fjerner opptil 99,9 % plakk\*\*

**Helsefordeler:** Rengjør hele munnen på

60 sek, Gjør tannkjøttet sunnere på to uker

**Innstillinger som kan tilpasses:** Automatisk eller manuell sprutfrekvens, Én, to, tre sprut

**For best mulig resultat:** Skift ut munnstykket hver 6. måned

## Enkel i bruk

**Håndtak:** Slank, ergonomisk design

**Batteriindikator:** LED-lamper på håndtaket viser ladenivået

**Batterilevetid:** 1-4 uker\*\*\*\*\*

**Munnstykkesystem:** Klikkes enkelt av og på

## Tekniske spesifikasjoner

**Batteri:** Oppladbar

**Batteritype:** Litium-ION

**Ladetid:** 24 timer for å oppnå full lading

## Drift

**Spenning:** Flerspenningslader

## Service

**Garanti:** 2 års begrenset garanti



\* Når den brukes i kombinasjon med en manuell tannbørste og antimikrobielt munnskyllevann av pasienter med mild til moderat tannkjøttbetennelse. AirFloss er utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig, for å hjelpe dem med å rengjøre mellom tennene hver dag. Besøk [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq) for å få mer informasjon.

\*\*\*\* AirFloss Ultra og Pro er det samme produktet, men kan være kalt ulikt, avhengig av land og kanal.

\*\*\*\*\*Avhengig av sprutinnstillingen som brukes