

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

FlexCare Platinum

3 Putzprogramme,  
3 Intensitäten

2 Bürstenköpfe

Mit Drucksensor

HX9110/02



## Hervorragende Reinigung der Zahzwischenräume

Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen\*

Mit neun einzigartigen Putzeinstellungen, einem intuitiven Drucksensor und fortschrittlicher Bürstenkopftechnologie bietet die Philips Sonicare FlexCare Platinum ausgezeichnete Plaque-Entfernung und verbesserte Gesundheit des Zahnfleisches über das herkömmliche Putzen hinaus.

### Hervorragende Reinigung

- Entfernen Sie bis zu 7 Mal mehr Plaque mit unserem InterCare-Bürstenkopf\*
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen und 3 Intensitätseinstellungen

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Lange Akkulebensdauer und Transporttasche
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken

### Für eine gute Mundgesundheit

- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen
- Sicher und sanft für Ihre Mundgesundheit


# Besonderheiten

## Entfernen Sie bis zu 7 Mal mehr Plaque




Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.

## Pflegen Sie Ihr Zahnfleisch



Mit optimaler Reinigung durch Ihre FlexCare wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

## 3 Putzprogramme und 3 Intensitäten



Tiefenreinigung mit FlexCare Platinum – Unsere 3 Intensitätseinstellungen steigern Ihre Reinigungsleistung, und die 3 Putzprogramme decken all Ihre Zahnpflegeanforderungen ab: Clean – für außergewöhnliche tägliche Reinigung, White – zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen und DeepClean – für eine belebende, gründliche Reinigung.

## Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre FlexCare Platinum wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

## Philips Sonicare-Technologie



Leistungsstarke Schall-Vibrationen bewirken eine besonders effektive dynamische Flüssigkeitsströmung. Zahnpasta und Speichel werden zu einer mit Sauerstoff angereicherten Flüssigkeit vermischt, durch die Zahnzwischenräume gepresst und entlang des Zahnfleischrands gespült. Gleichzeitig werden Ihre Zähne sanft, aber effektiv mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen geputzt. In nur 2 Minuten putzen Sie so viel wie in einem Monat von Hand.

## 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug gebürstet haben,

während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

## Putzen Sie ohne Sorgen



Die FlexCare Platinum bietet eine sichere Reinigung für alle Anforderungen. Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnsparren, Füllungen, Kronen und Veneer, und kann sogar in der täglichen Behandlung von Zahnfleischerkrankungen verwendet werden.

## Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten



In unserer hochwertigen Transporttasche können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, während unser kompaktes Reiseladegerät dazu dient, dass Ihnen unterwegs nicht der Strom ausgeht. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen regelmäßig verwenden, sodass Sie unterwegs dieses frische Gefühl nie wieder vermissen müssen.

# Daten

## Putzprogramme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

**3 Intensitätseinstellungen:** Niedrig, Mittel, Hoch

## Artikel enthalten

**Handstück:** 1 FlexCare Platinum

**Bürstenköpfe:** 2 InterCare Standard-Bürstenköpfe

**Ladegerät:** 1

**Reiseetui:** 1

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Platin-Grau

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Leistung:** Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque\*

**Vorteile für die Gesundheit:** Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

**Weißer Zähne:** Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

**Timer:** 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer

**Drucksensor:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

## Benutzerfreundlichkeit

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Reinigungsdauer:** Bis zu 3 Wochen\*\*

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Anzeige:** Beleuchtetes Display

## Technische Daten

**Akku:** Wiederaufladbar

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 3 Wochen\*\*

## Leistung

**Spannung:** 110 bis 220 V

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

