

PHILIPS

sonicare

충전식 음파 전동칫솔

DiamondClean

5가지 모드

칫솔모 2개

전동칫솔모 2개

여행용 USB 충전기



HX9332/04

최상의 기술, 완벽을 위한 디자인

최고의 미백 효과를 제공하는 소닉케어 음파칫솔

필립스 전동칫솔 소닉케어는 세련된 디자인과 최고의 미백 효과를 자랑합니다. 지금 소닉케어로 바꿔보세요.

구강 건강 개선

- 일반 칫솔 대비 플라그를 7배 더 제거
- 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 일반칫솔보다 2배 우수한 치아 미백 효과
- 민감 세정 모드: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정
- 치아 미백에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

뛰어난 세정력

- 다이아몬드클린 칫솔모로 완성되는 소닉케어의 탁월한 미백 효과
- 필립스 소닉케어의 몰살파워 클렌징으로 치아 사이까지 깨끗한 양치

사용자를 고려한 디자인


- 듀얼 충전 시스템: 충전용 글라스 및 여행용 케이스

치과 전문의 추천 양치법을 준수하도록 가이드

- 퀘드페이스의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치
- 2분 타이머로 권장 양치 시간 준수

주요 제품

일반 칫솔에 비해 7배 더 우수한 플라그 제거



일반 칫솔로는 닦기 어려운 부분까지 구석구석 닦아 주어 7배 더 많은 플라그를 제거합니다.

잇몸 건강 개선



필립스 전동칫솔 소닉케어는 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 적절하게 세정해 주기 때문에 단 2주 만에 잇몸 건강이 개선됩니다. 일반칫솔보다 치아 사이 세정 및 플라그 제거 효과가 뛰어납니다.

치아 미백 효과 2배



필립스 소닉케어 음파칫솔은 수동칫솔 대비 2배 우수한 치아 미백 효과를 단 일주일 만에 경험하실 수 있습니다. 단 일주일 만에 치아의 착색을 최대 100% 제거합니다.

다이아몬드클린 칫솔모



다이아몬드클린 칫솔모는 필립스 소닉케어의 탁월한 미백 효과를 보여주는 칫솔모입니다. 다이아몬드 모양으로 커팅된 칫솔모가 효과적이면서도 부드럽게 플라그를 제거해 줍니다. 필립스 소닉케어 음파칫솔은 일반 칫솔에 비해 탁월한 세정 기능과 치아 미백 효과를 제공합니다.

독보적인 음파기술



필립스 소닉케어 음파칫솔만의 물살파워 클렌징이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

사양

모드

- Clean(일반세정): 뛰어난 세정력
- Gum Care(잇몸 관리): 부드러운 잇몸 마사지
- 광택: 환하고 빛나는 치아 만들기
- 민감 세정: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정
- 화이트: 치아 표면 착색 제거

구성품

- 핸들: 다이아몬드클린 1개
- 전동칫솔모: 다이아몬드클린 미니 칫솔모 1개, 다이아몬드클린 스탠다드 칫솔모 1개
- 충전캡: 1
- 여행용 케이스: 여행용 USB 충전기

디자인 및 마감

색상: 매트 화이트

세정 성능

- 속도: 분당 최대 31,000회 칫솔모 움직임
- 성능: 100% 더 많은 플라그 제거
- 치아 건강 관리 효과: 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 미백 효과: 치아 미백 효과 2배
- 타이머: 스마트타이머 및 퀵드레이서

편리한 사용

- 칫솔모 시스템: 탈부착이 손쉬운 스냅형 칫솔모
- 양치 시간: 최대 3주**
- 배터리 표시등: 배터리 잔량을 알려주는 표시등
- 핸들: 슬림한 인체공학적인 디자인
- 디스플레이: 고급스러운 패널 디자인

기술 사양

- 배터리: 충전식
- 배터리 유형: 리튬 이온
- 작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최대 3주

소비전력

전압: 110-220V

서비스

보증: 구입 후 2년

