

PHILIPS

sonicare

清除牙菌膜牙刷刷頭

3 支裝

標準型

一插即用

改良的清除牙菌膜功能

HX9023/05



有效清除牙菌膜，同時呵護牙肉。

每日有效地清除牙菌膜

Philips Sonicare ProResults 清除牙菌膜牙刷刷頭非常適合希望在日常口腔清潔的時候有效地清除牙菌膜的消費者使用。

帶來改良的清除牙菌膜效果

- 與手動牙刷相比，可清除多達 6 倍牙菌膜

為最佳表現而設計

- 經過優化設計，有效清除牙菌膜*
- 更換刷毛提示確保您得到有效的清潔
- 專門增強聲波潔齒效能而設

證實能改善口腔健康

- 改善口腔健康習慣之一

適用於多種手柄的刷頭

- 適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

產品特點

有效清除牙菌膜



這個刷頭設有密集的優質刷毛，可有效清除牙菌膜。還設有特別弧形刷毛，方便輕鬆清潔口腔較內的牙齒。

可清除多達 6 倍牙菌膜



經臨床證實比手動牙刷清除多達 6 倍牙菌膜。

增強聲波潔齒效能



Philips Sonicare 刷頭刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波技術可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。

刷頭即插即用




此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。

改善口腔健康



像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭已經過品質測試，確保性能優異和耐用。

更換刷毛提示



驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

規格

內含物件

刷頭: 3 個 ProResults 清除牙菌膜

兼容性

刷頭系統: 一插即用

適用於以下型號: HealthyWhite+, 2 系列清除牙菌膜, 3 系列針對牙齦健康, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, 兒童專用, HealthyWhite

設計和外表

刷毛質地硬: 一般清理

顏色: 白色

更換刷毛提示: 藍色刷毛退色提示

空間大小: 標準

健康功能

牙齦健康: 幫助改善牙齦健康

清除牙菌膜: 可清除多達 6 倍牙菌膜*

優質及性能優異

更換: 每 3 個月一次

經測試: 以達至最佳效果

